



NOVO Go⁺

User Manuals




NOVO Go



NOVO Go DOCK



[English](#)



[Deutsch](#)



[Español](#)



[Svenska](#)




[Français](#)




English

User Manual



[NOVO Go](#)




[NOVO Go DOCK](#)

NOVO GO^{III}

Portable Carephone

User Manual

NE41 21002-02 v2.0



Declaration of Conformity: Hereby Legrand AB declares that this device is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at:
www.neat-group.com/downloads/declarations-of-conformity

Table of Contents

1 About NOVO Go	5
1.1 Contents in the Box	6
2 Your NOVO Go	7
3 Get Started with NOVO Go	8
3.1 Get started with NOVO Go + NOVO Go DOCK	8
4 Accessory	9
4.1 Attach Accessory	9
5 Send Alarm with NOVO Go	10
5.1 Send Alarm with Pre-Call	10
5.2 Cancel Alarm	11
5.3 Send Alarm without Pre-Call	11
6 Incoming Voice Call	12
6.1 Answer Voice Call Manually	12
6.2 Reject Incoming Voice Call	12
7 Charge NOVO Go	13
7.1 Charge with USB Charger	13
8 Operational Functions	15
8.1 Standby Mode	15
8.2 Status Check	15
8.3 Mobile Network Connection Status	16
8.4 Device Temperature	16
8.5 Set NOVO Go to On	16
8.6 Set NOVO Go to Off	16
9 More Functions	18
9.1 Passive Alarm (Optional)	18
9.2 I'm OK (Optional)	18
9.3 Reminder (Optional)	19
9.4 Find My NOVO Go	19
10 Safety and Handling Information	20
10.1 Cleaning	20

10.2 Discard	21
11 Technical Data	22
Appendix 1 NOVO Go + Legrand Care Stationary Carephone	23
Appendix 2 Connect with Alarm Devices	24
1 Send Alarm with Alarm Device	24
2 Answer Voice Call with Alarm Device	24

1

About NOVO Go


NOVO Go is a portable carephone with integrated SIM card and GPS that gives information about the position of the device. Send an alarm with the easy-to-press button and have a two-way voice communication with the alarm receiver. You can wear NOVO Go with a wristband or as a necklace.

Use NOVO Go as follows:

- stand-alone carephone.
- together with NOVO Go DOCK.
- together with a Legrand Care stationary carephone.


For information about NOVO Go DOCK and the Legrand Care stationary carephones, refer to their related user manuals.

NOVO Go has radio extension to other devices and is fully integrated with Pulse CMP and the IoT Telecare ecosystem supplied by Legrand Care.



This manual describes the basic usage of NOVO Go. For more information on how to do adjustments and configurations, speak with your Legrand Care distributor.

1.1 Contents in the Box




- 1 NOVO Go Device
- 2 Wristband Accessory
- 3 Necklace Accessory
- 4 USB Charger (included AC Power Adapter for EU or UK)

NOVO Go Quick Reference Guide

2

Your NOVO Go



- A** Network Icon
- B** Loudspeaker
- C** Battery Icon
- D** Alarm Button
- E** Extra Button
- F** Microphone
- G** Charge Connector

RELATED CHAPTER(S)

[5 Send Alarm with NOVO Go](#)

[8 Operational Functions](#)

3

Get Started with NOVO Go

- 1 Remove NOVO Go from the box.
- 2 Examine the contents for defects or missing items. If something is missing or if any item has defects, speak with your Legrand Care distributor.
- 3 Attach an accessory to NOVO Go, refer to [4 Accessory](#).
- 4 Charge NOVO Go, refer to [7.1 Charge with USB Charger](#).
- 5 NOVO Go starts automatically. If it does not start, refer to [8.5 Set NOVO Go to On](#).
- 6 The software updates automatically. The Alarm button flashes yellow and the Network icon flashes green for up to 10 minutes.
- 7 After the Alarm button goes off, continue with step 8.
- 8 Do a status check of NOVO Go, refer to [8.2 Status Check](#).
- 9 Do an operational test of NOVO Go, refer to [5 Send Alarm with NOVO Go](#).
- 10 If the test result is unsatisfactory, speak with your Legrand Care distributor.
- 11 If the test result is satisfactory, you are good to go!

3.1 Get started with NOVO Go + NOVO Go DOCK

Refer to NOVO Go DOCK User Manual.


4

Accessory

The same procedure is applicable to the two accessories.

4.1 Attach Accessory

- 1 Put NOVO Go on something stable, with the alarm button side up.
- 2 Position the accessory above NOVO Go. Refer to the illustration below.
- 3 Make sure that the holes on the side **1** point in the direction of the loudspeaker **B**.
Refer to [2 Your NOVO Go](#)
- 4 Push until you hear click sounds on the two sides.



RELATED CHAPTER(S)

[3 Get Started with NOVO Go](#)


5

Send Alarm with NOVO Go


In the basic configuration NOVO Go sends an alarm with a pre-call. To change the pre-call configuration, speak to your Legrand Care distributor.

5.1 Send Alarm with Pre-Call


In this configuration an incorrect alarm can be cancelled, refer to [5.2 Cancel Alarm](#).



- 1 Press the Alarm button **D**.
 - The Alarm button goes red.
 - The Extra button **E** flashes red.
 - A pre-call alarm operates.
 - It is possible to cancel the alarm.



- 2 After the pre-call alarm NOVO Go sends the alarm.
 - The Alarm button flashes red.
 - NOVO Go makes a sound.



- 3 When the alarm is received, the Alarm button changes to green.
- 4 Speak with the person who receives your alarm. The call ends when the person who receives the alarm hangs up.

RELATED CHAPTER(S)

[2 Your NOVO Go](#)

[3 Get Started with NOVO Go](#)

5.2 Cancel Alarm


During the pre-call alarm, press the Extra button **E**. The sound stops and the Extra button and the Alarm button go off.

RELATED CHAPTER(S)

[2 Your NOVO Go](#)

[5 Send Alarm with NOVO Go](#)

5.3 Send Alarm without Pre-Call



- 1 Press the Alarm button **D**.
- 2 NOVO Go makes a short sound and sends the alarm.
- 3 During the transmission of the alarm:
 - The Alarm button flashes red.
 - NOVO Go makes a sound.



- 4 When the alarm is received, the Alarm button changes to green.
- 5 Speak with the person who receives your alarm. The call ends when the person who receives the alarm hangs up.

RELATED CHAPTER(S)

[2 Your NOVO Go](#)

[3 Get Started with NOVO Go](#)


6

Incoming Voice Call


NOVO Go can receive voice calls from approved phone numbers.

6.1 Answer Voice Call Manually

In this configuration an incoming voice call can be rejected, refer to [6.2 Reject Incoming Voice Call](#).



1 NOVO Go gives a call signal. The Alarm button flashes green and the Extra button flashes red.




2 Press the Alarm button. The Alarm button stays green and the Extra button goes off.

3 Speak with the person who calls. The voice call ends when the person who called hangs up, or if the extra button on NOVO Go is pressed.

6.2 Reject Incoming Voice Call

Reject an incoming voice call as follows:



1 NOVO Go gives a call signal. The Alarm button flashes green and the Extra button flashes red.

2 Press the Extra button.

- The call signal stops.
- The Alarm button and the Extra button go off.

7


Charge NOVO Go



If NOVO Go is set to off (for example if the battery has not been charged), it automatically sets to on when you connect to a charger. If the battery icon slowly flashes red, it is necessary to charge the battery.

7.1 Charge with USB Charger

- 1 Connect the USB cable to the AC power adapter and attach the magnetic charger to the back of NOVO Go.




- 2 Connect the AC power adapter to the wall socket. NOVO Go gives a short sound. The battery icon flashes green until the battery is fully charged.



- 3 If necessary, do a check of the status during the charging, refer to [8.2 Status Check](#).
- 4 When NOVO Go is fully charged, the battery icon stays on for 1 minute and then it goes off.



> 1 minute >



RELATED CHAPTER(S)

[3 Get Started with NOVO Go](#)

8

Operational Functions

8.1 Standby Mode

When NOVO Go is in standby mode, all lights are set to Off.

After a procedure, NOVO Go goes back to standby mode after 2 to 5 seconds.

8.2 Status Check

Do a status check of NOVO Go as follows:

- 1 Press the Extra button **E**.
- 2 The Alarm button shows one condition as follows:



Red:
Battery charged
21-40%



Yellow:
Battery charged
41-60%



Green:
Battery charged
61-100%

RELATED CHAPTER(S)

[2 Your NOVO Go](#)

[3 Get Started with NOVO Go](#)

[7.1 Charge with USB Charger](#)

8.3 Mobile Network Connection Status


If the Network icon flashes, NOVO Go cannot find connection to the mobile network and no alarm can be sent.



The Network icon goes off when NOVO Go finds connection.

8.4 Device Temperature

If NOVO Go gets too hot, all LED lights start to flash and most functions go off. Correct functionality is restored when NOVO Go gets a lower temperature.



8.5 Set NOVO Go to On

- 1 Press and hold the Alarm button **D** and the Extra button **E** at the same time for 5 seconds.
- 2 The Alarm button comes on with a green light for a period of 2 seconds.
- 3 The Network icon slowly flashes for a period of 5 seconds, refer to [8.3 Mobile Network Connection Status](#)

8.6 Set NOVO Go to Off

- 1 Press and hold the Alarm button **D** and the Extra button **E** at the same time. NOVO Go makes a sound.
- 2 After 5 seconds the Alarm button comes on with a red light and then slowly goes off.

**NOTE**

If you set NOVO Go to off, it does not receive radiosignals from connected devices, for example smoke detectors and NOVO Go DOCK.


9

More Functions

9.1 Passive Alarm (Optional)

If NOVO Go has not sensed any movement during a period of time (usually for 24 hours), it operates as follows:

- 1 The Extra button flashes yellow for 60 seconds and NOVO Go tells you to press the Extra button.




- 2 Press the Extra button. The alarm cancels.
- 3 If you do not press the Extra button, NOVO Go sends an alarm.

9.2 I'm OK (Optional)

In a configuration with the "I'm OK" function you must press the Extra button once a day during a specified time period, in order to stop an alarm to be sent from NOVO Go.

- 1 During all of the specified "I'm OK" time period: The Extra button flashes yellow once per second.
- 2 During the last 30 minutes of the "I'm OK" period: The Extra button flashes and NOVO Go gives a short sound signal every 5 minutes.
- 3 During the last 5 minutes of the "I'm OK" period: The Extra button flashes, NOVO Go gives a short sound signal once a minute and says "Please press the Extra button".



- 4 Press the Extra button. The "I'm OK" function is reset.
- 5 If you do not press the Extra button, NOVO Go sends an alarm.

9.3 Reminder (Optional)

In this configuration NOVO Go tells you to do a task (for example to take medication). NOVO Go operates as follows:

- 1 A voice tells you a task. The Extra button flashes green.



- 2 Do the requested task.
- 3 Press the Extra button. The voice stops and the Extra button goes off.

9.4 Find My NOVO Go

This configuration is only available together with NOVO Go DOCK, refer to the NOVO Go DOCK User Manual.

10

Safety and Handling Information

- Read the manual before use.
- Do not use the device if there is a risk of death, call Emergency number for applicable medical care.
- Do an operational test before use and after adjustments.
- Only use the device in temperatures between -20 to +50 °C. Avoid exposure to direct sunlight and do not use near fire.
- Only connect with other devices, chargers and power adapters that are approved by Legrand Care.
- Set the device to off if it will not be used for a longer period of time, refer to [8.6 Set NOVO Go to Off](#).
- Be careful with the device. Do not hit, shake, twist or let it fall.
- Make sure that the USB cable and the AC power cable cannot be stepped on, tripped over or otherwise subjected to damage or stress.
- Do not hold the device close to your ears or to your hearing aid. The sound can be high and cause damage to you ears.
- Do not open the device. For repairs, speak with your Legrand Care distributor.
- Do not put NOVO Go and/or the USB charger near items that are sensitive to magnets, for example credit cards, bank cards and memory devices.
- This device contains a connection to the mobile network and should be treated in the same way as a mobile phone, for example in an airplane.
- To give the accurate location, the GPS signal needs to be available. The precision of the location is limited indoors.
- If you have a pacemaker or other implanted medical device, speak with your physician before you use NOVO Go.

10.1 Cleaning

- Use a weak soap solution or a surface disinfection and a moist cloth to clean the device.
- Do not use strong chemicals, grease and other harsh material.
- After cleaning, do an operational test, refer to [5 Send Alarm with NOVO Go](#)

10.2 Discard

Do not put the used device and/or batteries in the household waste. If you put the device and/or batteries in the household waste, they can cause damage to the environment. To discard and recycle the device and/or batteries, refer to local regulations or your Legrand Care distributor.



11

Technical Data

Measures (W × H × D)	40 × 40 × 13 mm
Weight	33 g
Operating Temperature	Between -20 and +50 °C
Battery	Lithium Polymer, 370 mAh
Battery Charging Time	Up to 4.5 hours
Communication	2G/3G/4G, VoLTE, roaming SIM
Positioning	Assisted/standalone GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS
GPS Precision	~5 meters open sky
Frequency _{RF} (EU/UK)	869.200–869.250 MHz (Social Alarms) Category 1
Transmit Power _{max} (EU/UK)	869.2 MHz – 10 mW (EIRP)
IP Class	IP54
Power Supply	Magnetic USB connector, 5 Vdc, 1A
Supply Voltage	5 V
Battery performance	~24 hours in normal use

Appendix 1. NOVO Go + Legrand Care Stationary Carephone

It is possible to use NOVO Go as a pendant to a Legrand Care stationary carephone when the user is at home. Contact your Legrand Care distributor.

Appendix 2. Connect with Alarm Devices

NOVO Go can be connected with other alarm devices, for example SMILE, TOUCH, DOOR and PIR II. Contact your Legrand Care distributor.

1 Send Alarm with Alarm Device

On the connected alarm device, press the alarm button. NOVO Go sends the alarm, with position details, to the alarm central, refer to [5 Send Alarm with NOVO Go](#).

2 Answer Voice Call with Alarm Device

To answer an incoming voice call, press the alarm button on the connected alarm device.

Refer to [6 Incoming Voice Call](#).



All rights reserved. Circle font is used with attribution to <https://www.photoshopsupply.com>

Document ID: NE41 21002-02 v2.0

Revision date: 2023-12-08

Legrand AB

Varuvägen 2

246 42 Löddeköpinge

+46 46 707065

www.legrandcare.com

infosweden.legrandcare@legrand.com

NOVO Go⁺

NOVO Go DOCK

User Manual

NE41 21003-02 v2.0



↑
↑

[Top](#)

↑

[Top - English](#)

 **legrand**[®] | care

Declaration of Conformity: Hereby Legrand AB declares that this device is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at:
www.neat-group.com/downloads/declarations-of-conformity

Table of Contents

1	About NOVO Go DOCK	4
1.1	Contents in the Box	4
2	Your NOVO Go DOCK	5
3	Get started with NOVO Go DOCK	6
3.1	Set NOVO Go DOCK to ON	7
3.2	Set NOVO Go DOCK to Off	7
3.3	Pair NOVO Go DOCK and NOVO Go	8
4	How to use NOVO Go DOCK	9
4.1	Charge NOVO Go with NOVO Go DOCK	9
4.2	NOVO Go DOCK as Loudspeaker	9
4.3	Send Alarm with NOVO Go DOCK	10
4.4	Find My NOVO Go	10
4.5	Backup Battery	11
5	Safety and Handling Information	12
5.1	Cleaning	12
5.2	Discard	13
6	Technical Data	14

1

About NOVO Go DOCK


NOVO Go DOCK is a device that gives NOVO Go more functions as follows:

- Easy-to-use charging.
- Loudspeaker with a loud and clear sound when at home.
- Backup battery that charges NOVO Go (for example if a power failure occurs).
- Auto home/away function to keep the battery in NOVO Go charged for a longer period of time.
- Find My NOVO Go function.

NOVO Go DOCK does not have its own connectivity and must be used with a NOVO Go to send an alarm.

This user manual gives information about the basic configuration of NOVO Go DOCK and how to use it together with NOVO Go. For more information on how to set up and do configurations, speak with your Legrand Care distributor.


1.1 Contents in the Box



- 1 NOVO Go DOCK
- 2 Micro-USB with AC Power Adapter for EU or UK

2

Your NOVO Go DOCK



- A** Charge Connector
- B** Power Indicator
- C** Alarm Button
- D** Extra Button
- E** Loudspeaker
- F** Micro-USB connection (on the bottom, under the lid)
- G** On/Off Button (on the bottom, under the lid)

RELATED CHAPTER(S)

[3.1 Set NOVO Go DOCK to ON](#)

[3.2 Set NOVO Go DOCK to Off](#)

[3.3 Pair NOVO Go DOCK and NOVO Go](#)


[4.3 Send Alarm with NOVO Go DOCK](#)

[4.4 Find My NOVO Go](#)


3

Get started with NOVO Go DOCK

- 1 Remove NOVO Go DOCK from the box.
- 2 Examine the contents for missing or defect items. If something is missing or defect, speak with your Legrand Care distributor.
- 3 Keep NOVO Go DOCK on something stable near a wall socket.
- 4 Open the lid on the bottom of NOVO Go DOCK.




- 5 Remove the plastic protection from the Micro-USB connector.
- 6 Connect the Micro-USB connector and carefully attach the cable to the hooks, refer to the image below.



- 7 Connect the AC adapter to the wall socket. NOVO Go DOCK sets to on automatically.
- 8 Pair NOVO Go DOCK with NOVO Go, refer to [3.3 Pair NOVO Go DOCK and NOVO Go](#).
- 9 Put NOVO Go in NOVO Go DOCK.

- 10 Do a test to make sure that NOVO Go DOCK operates correctly, refer to [4.3 Send Alarm with NOVO Go DOCK](#).
- 11 Remove NOVO Go from NOVO Go DOCK and do step 10 again.
- 12 If NOVO Go does not send alarms, speak with your Legrand Care distributor.
- 13 If NOVO Go sends alarms, you are good to go!

3.1 Set NOVO Go DOCK to ON

- 1 Open the lid on the bottom of NOVO Go DOCK.
- 2 Press and hold the On/Off button  for more than 3 seconds. The buttons on the top of NOVO Go DOCK flash and then go off.
- 3 After approximately 3 seconds the Alarm button comes on and stays red.



NOTE

This applies to standard configuration.


- 4 Close the lid.

RELATED CHAPTER(S)

[2 Your NOVO Go DOCK](#)

[3 Get started with NOVO Go DOCK](#)

3.2 Set NOVO Go DOCK to Off

- 1 Open the lid on the bottom of NOVO Go DOCK.
- 2 Press and hold the On/Off button .
- 3 After 3 seconds NOVO Go DOCK makes a sound and the Alarm button goes off.
- 4 Close the lid.


RELATED CHAPTER(S)

[2 Your NOVO Go DOCK](#)

3.3 Pair NOVO Go DOCK and NOVO Go

Pair NOVO Go DOCK and NOVO Go manually as follows:

- 1 Make sure that the holes on the side **1** point up.
- 2 Put NOVO Go in NOVO Go DOCK.



- 3 NOVO Go makes a sound and the Battery icon flashes green.



- 4 On NOVO Go DOCK, press and hold the Alarm button **C** and the Extra button **D** at the same time for more than 3 seconds.
- 5 NOVO Go DOCK makes a sound, and is paired with NOVO Go.

RELATED CHAPTER(S)

[2 Your NOVO Go DOCK](#)

[3 Get started with NOVO Go DOCK](#)


[4.2 NOVO Go DOCK as Loudspeaker](#)

4


How to use NOVO Go DOCK

4.1 Charge NOVO Go with NOVO Go DOCK

- 1 Make sure that the holes on the side ❶ point up.
- 2 Put NOVO Go in NOVO Go DOCK.



- 3 NOVO Go makes a short sound and the Battery icon flashes green.



- 4 When NOVO Go is fully charged the Battery icon will stay on for 1 minute and then go off.



4.2 NOVO Go DOCK as Loudspeaker

Put NOVO Go in NOVO Go DOCK to make NOVO Go DOCK operate as a loudspeaker.

4.3 Send Alarm with NOVO Go DOCK



NOTE

Before you use this function for the first time, make sure that NOVO Go DOCK and NOVO Go are paired, refer to [3.3 Pair NOVO Go DOCK and NOVO Go](#).

Use NOVO Go DOCK to send an alarm as follows:

- 1 Make sure that NOVO Go DOCK and NOVO Go are in the same location. It is not necessary to put NOVO Go in NOVO Go DOCK to use this function.
- 2 On NOVO Go DOCK, press the Alarm button **C**. NOVO Go DOCK tells NOVO Go to send the alarm.
- 3 NOVO Go sends the alarm. Refer to the configuration of your NOVO Go.

RELATED CHAPTER(S)

[2 Your NOVO Go DOCK](#)


[3 Get started with NOVO Go DOCK](#)

[5 Safety and Handling Information](#)

4.4 Find My NOVO Go

If your NOVO Go is missing, find it as follows:

- 1 Press and hold the Extra button **D** for 3 seconds. The Extra button flashes yellow.
- 2 The missing NOVO Go makes a clear sound at regular intervals. The Alarm button and the Extra button flash green during a period of 60 seconds.



- 3 If the missing NOVO Go is found, press the Extra button on your NOVO Go. The sound stops and the Extra button and Alarm button go off.
- 4 The Extra button on NOVO Go DOCK goes off automatically after 60 seconds.

RELATED CHAPTER(S)

[2 Your NOVO Go DOCK](#)

4.5 Backup Battery

If necessary (for example if a power failure occurs or if the AC adapter is disconnected), NOVO Go DOCK operates as follows:

- Continues to charge NOVO Go for approximately 72 hours.
- Sets the Alarm button lighting on NOVO Go DOCK to off to save power.

The Power indicator shows the status of the backup battery as follows:



Power available. The power indicator is set to off. The backup battery operates correctly.



No power. The power indicator slowly flashes green. The backup battery operates correctly. Make sure that the AC adapter is connected to the wall socket.



No power. The power indicator slowly flashes red. The power in the backup battery is low. Make sure that the AC adapter is connected to the wall socket.



Power available. The power indicator comes on with a red light. There is a malfunction of the backup battery. Keep the AC adapter connected to the wall socket and speak with your Legrand Care distributor.

5

Safety and Handling Information

- Read the manual before use.
- Do not use the device if there is a risk of death, call Emergency number for applicable medical care.
- Do an operational test before use and after adjustments.
- Only use the device in temperatures between 0 and +40 °C. Avoid exposure to direct sunlight and do not use near fire.
- Only connect with other devices, chargers and power adapters that are approved by Legrand Care.
- Keep away from dust, moist and dirt.
- Be careful with the device. Do not hit, shake, twist or let it fall.
- Make sure that the USB cable and the AC power cable cannot be stepped on, tripped over or otherwise subjected to damage or stress.
- Do not hold the device close to your ears or to your hearing aid. The sound can be high and cause damage to you ears.
- For repairs, speak with your Legrand Care distributor.

5.1 Cleaning

- Use a weak soap solution or a surface disinfection and a moist cloth to clean the device.
- Do not use strong chemicals, grease and other harsh material.

5.2 Discard

Do not put the used device and/or batteries in the household waste. If you put the device and/or batteries in the household waste, they can cause damage to the environment. To discard and recycle the device and/or batteries, refer to local regulations or your Legrand Care distributor.



6

Technical Data

Measures (W × H × D)	100 × 100 × 105 mm
Weight	440 g
Operating Temperature	Between 0 and +40 °C
Battery	NiMH, 2000mAh
Frequency _{RF} (EU/UK)	869.2 MHz (Social Alarms) Category 1
Transmit Power _{max} (EU/UK)	10 mW (EIRP)
Power Supply	5 Vdc, 1.0-1.5 A
Supply Voltage	5 V



All rights reserved. Circle font is used with attribution to <https://www.photoshopsupply.com>

Document ID: NE41 21003-02 v2.0

Revision date: 2023-12-08

Legrand AB

Varuvägen 2

246 42 Löddeköpinge

+46 46 707065


www.legrandcare.com

infosweden.legrandcare@legrand.com




Deutsch

Anwenderhandbuch



[NOVO Go](#)




[NOVO Go DOCK](#)

NOVO GO^{!!!}

Tragbares Notrufgerät

Anwenderhandbuch

NE41 21002-06 v2.0



↑
↑
[Top](#)

 **legrand**® | care

Konformitätserklärung: Wir erklären hiermit, dass dieses Produkt den relevanten europäischen Richtlinien 2014/53/EU entspricht. Eine Kopie der vollständigen CE-Konformitätserklärung ist erhältlich unter: www.neat-group.com/downloads/declarations-of-conformity

Inhaltsverzeichnis

1	Über NOVO Go	5
1.1	Lieferumfang	6
2	Ihr NOVO Go	7
3	Erste Schritte mit NOVO Go	8
3.1	Erste Schritte mit NOVO Go und NOVO Go DOCK	8
4	Zubehör	9
4.1	Zubehör befestigen	9
5	Alarm auslösen mit NOVO Go	10
5.1	Alarm auslösen mit Voralarm	10
5.2	Alarm abbrechen während Voralarm	11
5.3	Alarm auslösen ohne Voralarm	11
6	Eingehender Sprachanruf	12
6.1	Eingehenden Sprachanruf manuell annehmen	12
6.2	Eingehenden Sprachanruf ablehnen	12
7	NOVO Go aufladen	13
7.1	Mit dem USB-Ladegerät aufladen	13
8	Funktionen	15
8.1	Standby-Modus	15
8.2	Status-Check	15
8.3	Status Mobilfunkverbindung	16
8.4	Gerätetemperatur	16
8.5	NOVO Go Einschalten	16
8.6	NOVO Go Ausschalten	16
9	Weitere Funktionen	18
9.1	Passivalarm (optional)	18
9.2	Mir geht es gut (Optional)	18
9.3	Erinnerung (optional)	19
9.4	Finde mein NOVO Go	19
10	Sicherheit und Handhabung	20
10.1	Reinigung	21

10.2 Entsorgung	21
11 Technische Daten	22
Anhang 1 NOVO Go + Legrand Stationäres Hausnotrufgerät	23
Anhang 2 Verbindung zu Funksendern	24
1 Alarm auslösen mit einem Funksender	24
2 Einen Anruf mit einem Funksender annehmen	24

1

Über NOVO Go


NOVO Go ist ein tragbares Notrufgerät mit integrierter SIM-Karte und GPS Modul zur Übermittlung der Geräteposition. Lösen Sie mit der einfach zu drückenden Alarmtaste einen Alarm aus und sprechen Sie nach dem Rufaufbau mit dem Alarmempfänger. Sie können NOVO Go als Armband oder als Halskette tragen.

Verwendungsmöglichkeiten NOVO Go:

- Eigenständiges Notrufgerät.
- Zusammen mit NOVO Go DOCK.
- Zusammen mit Legrand Care Hausnotrufgeräten.


Informationen zu NOVO Go DOCK und zum Legrand Care Hausnotrufgeräten erhalten Sie in den entsprechenden Bedienungsanleitungen.

NOVO Go kann per Funk mit anderen Geräten verbunden werden und ist vollständig in das IoT Telecare Ökosystem von Legrand Care integriert.



Dieses Handbuch beschreibt die grundlegende Verwendung von NOVO Go. Für weitere Informationen zu Einstellungen und Konfigurationen wenden Sie sich an Ihren Legrand Care Ansprechpartner.

1.1 Lieferumfang




- 1 NOVO Go
- 2 Armband (Zubehör)
- 3 Halskette (Zubehör)
- 4 USB-Ladegerät (inklusive AC-Netzadapter für EU oder UK)

NOVO Go Kurzanleitung

2

Ihr NOVO Go



- A** Netzwerk-Symbol
- B** Lautsprecher
- C** Batterie-Symbol
- D** Alarmtaste
- E** Extra-Taste
- F** Mikrofon
- G** Ladeanschluss

VERWANDTE KAPITEL

[5 Alarm auslösen mit NOVO Go](#)

[8 Funktionen](#)

3

Erste Schritte mit NOVO Go

- 1 Nehmen Sie NOVO Go aus der Verpackung.
- 2 Überprüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit. Sollte der Lieferumfang unvollständig oder etwas defekt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Legrand Care Ansprechpartner.
- 3 Befestigen Sie Armband oder Halskette am NOVO Go, siehe [4 Zubehör](#).
- 4 Laden Sie NOVO Go, siehe [7.1 Mit dem USB-Ladegerät aufladen](#).
- 5 NOVO Go startet automatisch. Sollte es nicht automatisch starten, siehe [8.5 NOVO Go Einschalten](#).
- 6 Die Software aktualisiert sich selbstständig. Dabei blinkt die Alarntaste gelb und das Netzwerksymbol grün für bis zu 10 min.
- 7 Wenn die Alarntaste nicht mehr blinkt, fahren Sie mit Schritt 7 fort.
- 8 Führen Sie einen Status-Check mit NOVO Go durch, siehe [8.2 Status-Check](#).
- 9 Führen Sie eine Funktionsprüfung mit NOVO Go durch, siehe [5 Alarm auslösen mit NOVO Go](#).
- 10 Sollte NOVO Go keinen Alarm senden, wenden Sie sich bitte an Ihren Legrand Care Ansprechpartner.
- 11 Nach erfolgreicher Funktionsprüfung ist das Gerät einsatzbereit.

3.1 Erste Schritte mit NOVO Go und NOVO Go DOCK

Siehe Anwenderhandbuch NOVO Go DOCK .


4

Zubehör

Dieselbe Vorgehensweise gilt sowohl für das Armband als auch für die Halskette.

4.1 Zubehör befestigen

- 1 Legen Sie NOVO Go auf eine stabile Oberfläche.
- 2 Positionieren Sie das Zubehör über NOVO Go. Siehe Abbildung unten.
- 3 Stellen Sie sicher, dass die Löcher an der Seite **1** in Richtung des Lautsprechers **B** zeigen.
Siehe [2 Ihr NOVO Go](#)
- 4 Drücken Sie bis Sie auf beiden Seiten ein Klicken hören.



VERWANDTE KAPITEL

[3 Erste Schritte mit NOVO Go](#)

5

Alarm auslösen mit NOVO Go

In der Grundeinstellung sendet NOVO Go einen Alarm mit einem Voralarm. Zum Ändern des Voralarms wenden Sie sich an Ihren Legrand Care Ansprechpartner.


5.1 Alarm auslösen mit Voralarm

Bei aktiviertem Voralarm kann ein nicht beabsichtigter Alarm abgebrochen werden. Siehe [5.2 Alarm abbrechen während Voralarm](#).



1 Alarmtaste drücken **D**.

- Die Alarmtaste leuchtet rot.
- Die Extra-Taste **E** leuchtet rot.
- Der Voralarm wird gestartet.
- Der Alarm kann noch abgebrochen werden.



2 Nach dem Voralarm sendet NOVO Go den Alarm.

- Die Alarmtaste blinkt rot.
- NOVO Go gibt eine akustische Rückmeldung.



3 Wurde der Alarm empfangen, leuchtet die Alarmtaste grün.

4 Sprechen Sie mit der Person, die den Alarm empfangen hat. Der Anruf wird beendet, wenn die alarmierte Person auflegt.

VERWANDTE KAPITEL

[2 Ihr NOVO Go](#)

[3 Erste Schritte mit NOVO Go](#)

5.2 Alarm abbrechen während Voralarm


Drücken Sie während des Voralarms auf die Extra-Taste **E**. Der Ton verstummt und die Beleuchtung der Extra-Taste und Alarmtaste erlischt.

VERWANDTE KAPITEL

[2 Ihr NOVO Go](#)

[5 Alarm auslösen mit NOVO Go](#)

5.3 Alarm auslösen ohne Voralarm



- 1 Alarmtaste drücken **D**.
- 2 NOVO Go erzeugt einen kurzen Ton und sendet den Alarm.
- 3 Während der Alarmübertragung
 - blinkt die Alarmtaste,
 - NOVO Go gibt eine akustische Rückmeldung.



- 4 Wurde der Alarm empfangen, leuchtet die Alarmtaste grün.
- 5 Sprechen Sie mit der Person, die den Alarm empfangen hat. Der Anruf wird beendet, wenn die alarmierte Person auflegt.

VERWANDTE KAPITEL

[2 Ihr NOVO Go](#)

[3 Erste Schritte mit NOVO Go](#)


6

Eingehender Sprachanruf

NOVO Go kann Sprachanrufe von zuvor hinterlegten Telefonnummern empfangen.

6.1 Eingehenden Sprachanruf manuell annehmen

In dieser Konfiguration kann ein eingehender Anruf abgewiesen werden. Siehe [6.2 Eingehenden Sprachanruf ablehnen](#).



1 NOVO Go signalisiert einen Anruf. Die Alarmtaste blinkt grün und die Extra-Taste blinkt rot.




2 Drücken Sie die Alarmtaste. Die Alarmtaste bleibt grün und die Beleuchtung der Extra-Taste erlischt.

3 Sprechen Sie mit der anrufenden Person. Der Anruf endet, wenn der Anrufer auflegt, oder wenn die Extra-Taste am NOVO Go gedrückt wird.

6.2 Eingehenden Sprachanruf ablehnen

Ein eingehender Anruf kann folgendermaßen abgelehnt werden:



1 NOVO Go signalisiert einen Anruf. Die Alarmtaste blinkt grün und die Extra-Taste blinkt rot.

2 Drücken Sie die Extra-Taste.

- Das Signal stoppt.
- Alarmtaste und Extra-Taste gehen aus.

7


NOVO Go aufladen



Wenn NOVO Go ausgeschaltet ist (z.B. wenn der Akku nicht geladen wurde), schaltet es sich automatisch ein, wenn Sie es an ein Ladegerät anschließen. Wenn das Batteriesymbol langsam rot blinkt, sollten Sie den Akku aufladen.

7.1 Mit dem USB-Ladegerät aufladen

- 1 Nehmen Sie das USB-Ladekabel. Verbinden Sie den USB-Anschluss mit dem AC Netzadapter und den 4 poligen magnetischen Stecker mit der Rückseite des NOVO Go.




- 2 Stecken Sie den AC Netzadapter in eine Steckdose. NOVO Go bestätigt die Verbindung mit einem kurzen Signalton.
Das Batteriesymbol blinkt grün bis die Batterie vollständig aufgeladen ist.



- 3 Sie können während des Ladevorgangs den Ladefortschritt überprüfen. Siehe [8.2 Status-Check](#).
- 4 Sobald NOVO Go vollständig aufgeladen ist, leuchtet das Batteriesymbol grün.



> 1 Minute >



VERWANDTE KAPITEL

[3 Erste Schritte mit NOVO Go](#)

8

Funktionen

8.1 Standby-Modus

Im Standby-Modus ist die Beleuchtung des NOVO Go inaktiv.

Nach einem Bedienvorgang wechselt NOVO Go nach 2 bis 5 Sekunden wieder in den Standby-Modus.


8.2 Status-Check

Durchführung eines Status-Checks von NOVO Go:


- 1 Extra-Taste drücken **E**.
- 2 Die Alarntaste zeigt den Ladestand folgendermaßen an:



Rot:
Akkuladestand
21–40%



Gelb:
Akkuladestand
41–60%



Grün:
Akkuladestand
61–100%

VERWANDTE KAPITEL

[2 Ihr NOVO Go](#)

[3 Erste Schritte mit NOVO Go](#)

[7.1 Mit dem USB-Ladegerät aufladen](#)

8.3 Status Mobilfunkverbindung


Wenn das Netzwerksymbol blinkt, kann NOVO Go keine Verbindung zum GSM Netz finden und es kann kein Alarm gesendet werden.



Die Beleuchtung des Netzwerksymbols erlischt, wenn NOVO Go eine Verbindung findet.

8.4 Gerätetemperatur

Wird das NOVO Go zu heiß, blinken alle LED Anzeigen und die meisten Funktionen werden deaktiviert. Es ist jedoch möglich Alarmlösungen auszulösen. Der volle Funktionsumfang wird wieder hergestellt, wenn das NOVO Go entsprechend abgekühlt ist.



8.5 NOVO Go Einschalten

- 1 Drücken und halten Sie die Alarmtaste **D** und die Extra-Taste **E** gleichzeitig für 5 Sekunden.
- 2 Die Alarmtaste leuchtet 2 s grün.
- 3 Das Netzwerksymbol blinkt langsam für 5 s. Siehe [8.3 Status Mobilfunkverbindung](#)

8.6 NOVO Go Ausschalten

- 1 Alarmtaste **D** und Extra-Taste **E** gleichzeitig drücken. NOVO Go macht einen Signalton.
- 2 Nach 5 Sekunden leuchtet die Alarmtaste rot auf und erlischt anschließend langsam.

**ANMERKUNG**

Wenn Sie NOVO Go ausschalten, empfängt es keine Funksignale von verbundenen Geräten, z.B. Rauchmeldern und NOVO Go DOCK.


9

Weitere Funktionen

9.1 Passivalarm (optional)

Hat NOVO Go über einen bestimmten Zeitraum (in der Regel 24 Stunden) keine Bewegung registriert, geschieht Folgendes:

- 1 Die Extra-Taste blinkt 60 s lang gelb und NOVO Go bittet Sie, die Extra-Taste zu drücken.




- 2 Drücken Sie die Extra-Taste. Der Alarm wird abgebrochen.
- 3 Wird die Extra-Taste nicht gedrückt, sendet NOVO Go einen Alarm.

9.2 Mir geht es gut (Optional)

Mit aktiver "Mir geht es gut"-Funktion müssen Sie einmal am Tag während eines bestimmten Zeitraums die Extra-Taste drücken, damit NOVO Go keinen Alarm sendet.

- 1 Während des festgelegten "Mir geht es gut"-Zeitraums blinkt die Extra-Taste einmal pro Sekunde gelb.
- 2 Während der letzten 30 Minuten des "Mir geht es gut"-Zeitraums blinkt die Extra-Taste und NOVO Go gibt alle 5 Minuten ein kurzes Tonsignal ab.
- 3 Während der letzten 5 Minuten des "Mir geht es gut"-Zeitraums blinkt die Extra-Taste, NOVO Go gibt einmal pro Minute ein kurzes Tonsignal ab und sagt "Bitte drücken Sie die Extra-Taste".



- 4 Drücken Sie die Extra-Taste. Die "Mir geht es gut"-Funktion wird zurückgesetzt.

- 5 Wenn Sie die Extra-Taste nicht drücken, sendet NOVO Go einen Alarm.

9.3 Erinnerung (optional)

In dieser Konfiguration erinnert Sie NOVO Go an eine Aufgabe (zum Beispiel ein Medikament einzunehmen). NOVO Go geht folgendermaßen vor:

- 1 Eine Sprachnachricht mit der Aufgabe wird abgespielt. Die Extra-Taste blinkt grün.



- 2 Führen Sie die Aufgabe der Erinnerung durch.
- 3 Drücken Sie die Extra-Taste. Die Sprachnachricht endet und die Extra-Taste erlischt.

9.4 Finde mein NOVO Go

Diese Funktion steht nur zusammen mit der NOVO Go DOCK, zur Verfügung. Siehe Anwenderhandbuch NOVO Go DOCK.

Sicherheit und Handhabung

- Lesen Sie vor Gebrauch die Anleitung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Lebensgefahr besteht. Wählen Sie den Notruf, um medizinische Hilfe zu erhalten.
- Führen Sie vor der Inbetriebnahme und nach dem Ändern von Einstellungen einen Funktionstest durch.
- Verwenden Sie das Gerät nur bei Temperaturen zwischen 0 und +50 °C. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und verwenden Sie es nicht in der Nähe von Feuer.
- Schließen Sie nur Geräte und Netzteile an, die von Legrand Care zugelassen sind.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird. Siehe [8.6 NOVO Go Ausschalten](#).
- Gehen Sie sorgfältig mit dem Gerät und dem Zubehör um. Lassen Sie das Gerät nicht fallen, schlagen, schütteln oder verdrehen es.
- Achten Sie darauf, dass Sie das USB-Kabel und das Netzkabel so anbringen, dass Sie nicht darauf treten können, darüber stolpern können oder es anderweitig beschädigen oder belasten.
- Halten Sie das Gerät nicht in die Nähe Ihrer Ohren oder Ihres Hörgeräts. Die Lautstärke des Lautsprechers kann hoch sein und Ihre Ohren schädigen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht. Für Reparaturen kontaktieren Sie bitte Ihren Legrand Care Ansprechpartner.
- Legen Sie NOVO Go und/oder das USB-Ladegerät nicht in die Nähe von Gegenständen, die empfindlich auf Magnete reagieren, z. B. Kreditkarten, Bankkarten und Speichergeräte.
- Dieses Gerät stellt eine Verbindung zum Mobilfunknetz her und sollte zum Beispiel in einem Flugzeug wie ein Mobiltelefon behandelt werden.
- Um den genauen Standort zu bestimmen, muss ein GPS-Signal verfügbar sein. Die Genauigkeit der Ortung ist in Innenräumen begrenzt.
- Wenn Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes implantiertes medizinisches Gerät haben, sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie NOVO Go verwenden.

10.1 Reinigung

- Verwenden Sie ein weiches Tuch mit einer leichten Seifenlösung oder einem Oberflächendesinfektionsmittel, um die Oberfläche des Gerätes zu reinigen.
- Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, Fette oder andere aggressiven Materialien.
- Testen Sie das Gerät nach der Reinigung. Siehe [5 Alarm auslösen mit NOVO Go](#)

10.2 Entsorgung

Entsorgen Sie das gebrauchte Gerät und/oder den Akku nicht mit dem Hausmüll. Wenn Sie das Gerät und/oder den Akku in den Hausmüll geben, können Sie die Umwelt schädigen. Um das Gerät und/oder den Akku zu entsorgen und zu recyceln, verfahren Sie bitte nach den örtlichen Vorschriften oder wenden Sie sich an Ihren Legrand Care Ansprechpartner.



11

Technische Daten

Abmessungen (B × H × T)	40 × 40 × 13 mm
Gewicht	33 g
Betriebstemperatur	Von -20 bis +50 °C
Akku	Lithium Polymer, 370 mAh
Akkuladezeit	Bis zu 4,5 Stunden
Kommunikation	2G/3G/4G, VoLTE, roaming SIM
Positionsbestimmung	unterstütztes / standalone GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS
GPS Precision	Ca. 5 Meter im Freien
Frequenz _{RF} (EU/UK)	869.200–869.250 MHz (Social Alarms) Kategorie 1
Sendeleistung _{max} (EU/UK)	869.2 MHz – 10 mW (EIRP)
IP Klasse	IP54
Stromversorgung	Magnetischer USB Stecker 5 Vdc, 1A
Versorgungsspannung	5 V
Akkulaufzeit	ca. 24 h bei normalem Gebrauch

Anhang 1. NOVO Go + Legrand Stationäres Hausnotrufgerät

NOVO Go kann zu Hause als Handsender mit einem stationären Hausnotrufgerät benutzt werden.
Wenden Sie sich bitte an Ihren Legrand Care Ansprechpartner.

Anhang 2. Verbindung zu Funksendern

NOVO Go kann mit Funksendern wie SMILE, TOUCH, DOOR and PIR II, verbunden werden. Wenden Sie sich bitte an Ihren Legrand Care Ansprechpartner.

1 Alarm auslösen mit einem Funksender

Drücken Sie auf dem verbundenen Funksender den Alarmknopf. NOVO Go übermittelt den Alarm an die Notrufzentrale, siehe [5 Alarm auslösen mit NOVO Go](#).

2 Einen Anruf mit einem Funksender annehmen

Drücken Sie den Alarmknopf des verbundenen Funksenders um einen Anruf anzunehmen.

Siehe [6 Eingehender Sprachanruf](#).



Alle Rechte vorbehalten. Circle font wird mit Namensnennung verwendet

<https://www.photoshopsupply.com>

Dokument ID: NE41 21002-06 v2.0

Revisionsdatum: 2023-12-08

Legrand AB

Varuvägen 2

246 42 Löddeköpinge

+46 46 707065 DE: +49 (089) 51 99 666-0

www.legrandcare.com


infosweden.legrandcare@legrand.com DE: infogermany.legrandcare@legrand.com

NOVO Go⁺

NOVO Go DOCK

Anwenderhandbuch

NE41 21003-06 v2.0



[Top](#)



[Top – Deutsch](#)

 **legrand**® | care

Konformitätserklärung: Wir erklären hiermit, dass dieses Produkt den relevanten europäischen Richtlinien 2014/53/EU entspricht. Eine Kopie der vollständigen CE-Konformitätserklärung ist erhältlich unter: www.neat-group.com/downloads/declarations-of-conformity

Inhaltsverzeichnis

1	Über NOVO Go DOCK	4
1.1	Lieferumfang	4
2	Ihr NOVO Go DOCK	5
3	Erste Schritte mit NOVO Go DOCK	6
3.1	NOVO Go DOCK anschalten	7
3.2	NOVO Go DOCK ausschalten	7
3.3	NOVO Go DOCK mit NOVO Go verbinden	8
4	Verwendung von NOVO Go DOCK	9
4.1	Aufladen mit NOVO Go DOCK	9
4.2	NOVO Go DOCK als Lautsprecher	10
4.3	Alarm auslösen mit NOVO Go DOCK	10
4.4	Finde mein NOVO Go	11
4.5	Backup-Akku	11
5	Sicherheit und Handhabung	13
5.1	Reinigung	13
5.2	Entsorgung	14
6	Technische Daten	15

1

Über NOVO Go DOCK


NOVO Go DOCK erweitert NOVO Go um Folgendes:

- Leichtes Aufladen.
- Lautsprecher mit hoher Lautstärke und guter Sprachqualität für zu Hause.
- Backup-Akku zur Aufladung von NOVO Go (zum Beispiel im Falle eines Stromausfalls).
- Automatische An-/Abmeldungsfunktion zur Verlängerung der Akkulaufzeit von NOVO Go.
- "Finde mein NOVO Go"-Funktion.

Zum Auslösen eines Alarms muss NOVO Go DOCK mit einem NOVO Go verbunden sein. Mit NOVO Go DOCK als einzelnes Gerät kann kein Alarm ausgelöst werden.

Diese Bedienungsanleitung informiert Sie über grundlegende Einstellungen von NOVO Go DOCK und wie NOVO Go DOCK zusammen mit NOVO Go verwendet werden kann. Für weitere Informationen zur Installation und Einrichtung wenden Sie sich an Ihren Legrand Care Ansprechpartner.


1.1 Lieferumfang



- 1 NOVO Go DOCK
- 2 Micro-USB-Kabel mit Netzadapter für Europa oder UK

2

Ihr NOVO Go DOCK



- A** Ladekontakte
- B** Anzeige Stromversorgung
- C** Alarmtaste
- D** Gelbe Taste
- E** Lautsprecher
- F** Micro-USB -Anschluss (auf der Unterseite, unter dem Deckel)
- G** An-/Aus-Knopf (auf der Unterseite, unter dem Deckel)

VERWANDTE KAPITEL

[3.1 NOVO Go DOCK anschalten](#)

[3.2 NOVO Go DOCK ausschalten](#)

[3.3 NOVO Go DOCK mit NOVO Go verbinden](#)


[4.3 Alarm auslösen mit NOVO Go DOCK](#)

[4.4 Finde mein NOVO Go](#)


3

Erste Schritte mit NOVO Go DOCK

- 1 Nehmen Sie NOVO Go DOCK aus der Verpackung.
- 2 Überprüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit. Sollte der Lieferumfang nicht komplett sein oder etwas defekt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Legrand Care Ansprechpartner.
- 3 Stellen Sie NOVO Go DOCK auf eine stabile Oberfläche in der Nähe einer Steckdose.
- 4 Öffnen Sie den Deckel auf der Unterseite der NOVO Go DOCK.



- 5 Entfernen Sie die Plastikfolie vom Micro-USB-Stecker.
- 6 Verbinden Sie das USB-Kabel mit der Micro-USB-Buchse und schieben es vorsichtig in die vorgesehene Halterung (siehe Abbildung).



- 7 Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose. NOVO Go DOCK schaltet sich automatisch ein.
- 8 Verbinden Sie NOVO Go DOCK mit NOVO Go. Siehe [3.3 NOVO Go DOCK mit NOVO Go verbinden](#).
- 9 Stellen Sie NOVO Go in NOVO Go DOCK.

- 10 Lösen Sie zur Funktionsprüfung einen Alarm aus. Siehe [4.3 Alarm auslösen mit NOVO Go DOCK](#).
- 11 Nehmen Sie NOVO Go von der NOVO Go DOCK und lösen Sie erneut einen Alarm aus.
- 12 Sollte NOVO Go keinen Alarm senden, wenden Sie sich bitte an Ihren Legrand Care Ansprechpartner.
- 13 Nach dem Senden der beiden Alarme durch NOVO Go ist das Gerät einsatzbereit.

3.1 NOVO Go DOCK anschalten

- 1 Den Deckel auf der Unterseite von NOVO Go DOCK öffnen.
- 2 Drücken und halten Sie den An-/Aus-Knopf **G** mindestens 3 Sekunden. Die Tasten auf der Oberseite von NOVO Go DOCK leuchten kurz auf.
- 3 Nach ca. 3 Sekunden leuchtet die Alarmtaste dauerhaft rot



ANMERKUNG

Abhängig von der Konfiguration.

- 4 Schließen Sie den Deckel der Unterseite.

VERWANDTE KAPITEL

[2 Ihr NOVO Go DOCK](#)

[3 Erste Schritte mit NOVO Go DOCK](#)

3.2 NOVO Go DOCK ausschalten

- 1 Den Deckel auf der Unterseite von NOVO Go DOCK öffnen.
- 2 Drücken und halten Sie den An-/Aus-Knopf **G**.
- 3 Nach 3 Sekunden gibt NOVO Go DOCK eine akustische Rückmeldung und geht aus.
- 4 Schließen Sie den Deckel der Unterseite.


VERWANDTE KAPITEL

[2 Ihr NOVO Go DOCK](#)


3.3 NOVO Go DOCK mit NOVO Go verbinden

NOVO Go DOCK kann mit NOVO Go manuell verbunden werden:

- 1 Nehmen Sie NOVO Go so, dass die Löcher **1** nach oben zeigen.
- 2 Legen Sie NOVO Go mit den Löchern nach oben in NOVO Go DOCK.



- 3 NOVO Go gibt eine akustische Rückmeldung und das Batteriesymbol leuchtet grün.



- 4 Drücken und halten Sie die Alarmtaste **C** und die Gelbe Taste **D** des NOVO Go DOCK gleichzeitig und warten Sie mindestens 3 Sekunden.
- 5 NOVO Go DOCK gibt eine akustische Rückmeldung und ist mit NOVO Go verbunden.

VERWANDTE KAPITEL

[2 Ihr NOVO Go DOCK](#)

[3 Erste Schritte mit NOVO Go DOCK](#)


[4.2 NOVO Go DOCK als Lautsprecher](#)

4


Verwendung von NOVO Go DOCK

4.1 Aufladen mit NOVO Go DOCK

- 1 Nehmen Sie NOVO Go und vergewissern Sie sich, dass die Löcher des NOVO Go nach oben zeigen ①.
- 2 Legen Sie NOVO Go mit den Löchern nach oben in NOVO Go DOCK.



- 3 NOVO Go gibt eine akustische Rückmeldung und das Batteriesymbol blinkt grün.



- 4 Wenn NOVO Go vollständig aufgeladen ist, leuchtet das Batteriesymbol 1 Minute und erlischt anschließend.



4.2 NOVO Go DOCK als Lautsprecher

Wenn Sie NOVO Go in NOVO Go DOCK legen funktioniert NOVO Go DOCK wie ein Lautsprecher.


4.3 Alarm auslösen mit NOVO Go DOCK



ANMERKUNG

Bevor Sie diese Funktion erstmalig nutzen, stellen Sie sicher, dass NOVO Go DOCK und NOVO Go verbunden sind. Siehe [3.3 NOVO Go DOCK mit NOVO Go verbinden](#).

Mit NOVO Go DOCK einen Alarm auslösen:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass sich NOVO Go DOCK und NOVO Go am selben Ort befinden. Zum Auslösen eines Alarms muss NOVO Go nicht in NOVO Go DOCK liegen.
- 2 Drücken Sie die Alarmtaste von NOVO Go DOCK . NOVO Go DOCK lässt NOVO Go den Alarm auslösen.
- 3 NOVO Go sendet einen Alarm. Siehe Konfiguration NOVO Go.

VERWANDTE KAPITEL

[2 Ihr NOVO Go DOCK](#)


[3 Erste Schritte mit NOVO Go DOCK](#)

[5 Sicherheit und Handhabung](#)

4.4 Finde mein NOVO Go

Sollten Sie Ihr NOVO Go verlegt haben, können Sie es folgendermaßen wiederfinden:

- 1 Drücken und halten Sie die Gelbe Taste **D** auf der NOVO Go DOCK für 3 Sekunden. Die Gelbe Taste blinkt.
- 2 Das verlegte NOVO Go gibt in regelmäßigen Intervallen akustische Rückmeldung. Die Alarmtaste und die Gelbe Taste blinken grün für 60 Sekunden.



- 3 Wenn Sie das verlegte NOVO Go gefunden haben, drücken Sie die Extra-Taste auf dem NOVO Go. Die Signaltöne stoppen und die Beleuchtung der Alarmtaste geht aus.
- 4 Die Gelbe Taste der NOVO Go DOCK erlischt automatisch nach 60 Sekunden.

VERWANDTE KAPITEL

[2 Ihr NOVO Go DOCK](#)

4.5 Backup-Akku

Falls nötig (zum Beispiel bei einem Stromausfall oder wenn NOVO Go DOCK ausgesteckt ist), funktioniert NOVO Go DOCK folgendermaßen:

- NOVO Go wird ca. 72 Stunden weiter geladen.
- Die Beleuchtung der Alarmtaste von NOVO Go DOCK wird ausgeschaltet, um Strom zu sparen.

Die Anzeige für die Stromversorgung zeigt den Status des Backup-Akkus folgendermaßen an:



Mit dem Stromnetz verbunden. Die Stromanzeige ist ausgeschaltet. Der Backup-Akku funktioniert ordnungsgemäß.



Keine Stromversorgung über das Stromnetz. Die Stromanzeige blinkt grün. Der Backup-Akku funktioniert ordnungsgemäß. Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel mit der Steckdose und der NOVO Go DOCK verbunden ist.



Keine Stromversorgung über das Stromnetz. Die Stromanzeige blinkt rot. Der Ladestand des Backup-Akkus ist niedrig. Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel mit der Steckdose und der NOVO Go DOCK verbunden ist.



Stromversorgung über das Stromnetz vorhanden. Die Stromanzeige leuchtet rot. Es liegt eine Fehlfunktion des Backup-Akkus vor. Lassen Sie Ihr NOVO Go DOCK mit dem Stromnetz verbunden und kontaktieren Sie Ihren Legrand Care Ansprechpartner.

5

Sicherheit und Handhabung

- Lesen Sie vor Gebrauch die Anleitung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Lebensgefahr besteht. Wählen Sie den Notruf, um medizinische Hilfe zu erhalten.
- Führen Sie vor der Inbetriebnahme und nach dem Ändern von Einstellungen einen Funktionstest durch.
- Verwenden Sie das Gerät nur bei Temperaturen zwischen 0 und +40 °C. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und verwenden Sie es nicht in der Nähe von Feuer.
- Schließen Sie nur Geräte und Netzteile an, die von Legrand Care zugelassen sind.
- Halten Sie es von Staub, Feuchtigkeit und Schmutz fern.
- Gehen Sie sorgfältig mit dem Gerät und dem Zubehör um. Lassen Sie das Gerät nicht fallen, schlagen, schütteln oder verdrehen es.
- Achten Sie darauf, dass Sie das USB-Kabel und das Netzkabel so anbringen, dass Sie nicht darauf treten können, darüber stolpern können oder es anderweitig beschädigen oder belasten.
- Halten Sie das Gerät nicht in die Nähe Ihrer Ohren oder Ihres Hörgeräts. Die Lautstärke des Lautsprechers kann hoch sein und Ihre Ohren schädigen.
- Für Reparaturen kontaktieren Sie bitte Ihren Legrand Care Händler.

5.1 Reinigung

- Verwenden Sie ein weiches Tuch mit einer leichten Seifenlösung oder einem Oberflächendesinfektionsmittel, um die Oberfläche des Gerätes zu reinigen.
- Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, Fette oder andere aggressiven Materialien.

5.2 Entsorgung

Entsorgen Sie das gebrauchte Gerät und/oder den Akku nicht mit dem Hausmüll. Wenn Sie das Gerät und/oder den Akku in den Hausmüll geben, können Sie die Umwelt schädigen. Um das Gerät und/oder den Akku zu entsorgen und zu recyceln, verfahren Sie bitte nach den örtlichen Vorschriften oder wenden Sie sich an Ihren Legrand Care Ansprechpartner.



6

Technische Daten

Abmessungen (B × H × T)	100 × 100 × 105 mm
Gewicht	440 g
Betriebstemperatur	0 bis +40 °C
Akku	NiMH, 2000mAh
Frequenz _{RF} (EU/UK)	869.2 MHz (Social Alarms) Kategorie 1
Sendeleistung _{max} (EU/UK)	10 mW (EIRP)
Stromversorgung	5 Vdc, 1.0-1.5 A
Versorgungsspannung	5 V



Alle Rechte vorbehalten. Circle font wird mit Namensnennung verwendet

<https://www.photoshopsupply.com>

Dokument ID: NE41 21003-06 v2.0

Revisionsdatum: 2023-12-08

Legrand AB

Varuvägen 2

246 42 Löddeköpinge

+46 46 707065 DE: +49 (089) 51 99 666-0


www.legrandcare.com

infosweden.legrandcare@legrand.com DE: infogermany.legrandcare@legrand.com




Español

Manual de Usuario



[NOVO Go](#)




[NOVO Go DOCK](#)

NOVO GO⁺

Terminal de teleasistencia móvil

Manual de usuario

NE41 21002-03 v2.0



Declaración de conformidad: Por la presente, Legrand AB declara que este dispositivo cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en: www.neat-group.com/downloads/declarations-of-conformity

Tabla de contenidos

1	Acerca de NOVO Go	5
1.1	Contenido de la caja	6
2	Su NOVO Go	7
3	Primeros pasos con NOVO Go	8
3.1	Primeros pasos con NOVO Go + NOVO Go DOCK	8
4	Accesorio	9
4.1	Colocar el accesorio	9
5	Enviar una alarma con NOVO Go	10
5.1	Enviar una alarma con prellamada	10
5.2	Cancelar una alarma	11
5.3	Enviar una alarma sin prellamada	11
6	Llamada de voz entrante	12
6.1	Contestar manualmente a una llamada de voz	12
6.2	Rechazar una llamada de voz entrante	12
7	Cargar NOVO Go	13
7.1	Carga con el Cargador USB	13
8	Funciones operativas	15
8.1	Modo de espera	15
8.2	Comprobación de estado	15
8.3	Estado de conexión de la red móvil	16
8.4	Temperatura del dispositivo	16
8.5	Encender NOVO Go	16
8.6	Apagar NOVO Go	16
9	Más funciones	18
9.1	Alarma pasiva (opcional)	18
9.2	Estoy bien (opcional)	18
9.3	Recordatorio (opcional)	19
9.4	Buscar mi NOVO Go	19
10	Información sobre seguridad y manejo	20
10.1	Limpieza	21

10.2 Desechar	21
11 Datos técnicos	22
Apéndice 1 NOVO Go + Terminal fijo Legrand Care	23
Apéndice 2 Conectar con dispositivos de alarma	24
1 Enviar una alarma con el dispositivo de alarma	24
2 Responder una llamada de voz con el dispositivo de alarma	24

1

Acerca de NOVO Go


NOVO Go es un terminal de teleasistencia móvil con tarjeta SIM y GPS integrados que proporciona información sobre la ubicación del dispositivo. Usted puede enviar una alarma con el botón fácil de pulsar y tener una comunicación de voz bidireccional con el receptor de la alarma. Puede llevar NOVO Go con una pulsera o como collar.

Utilice NOVO Go de la siguiente manera:

- como un terminal autónomo de teleasistencia móvil.
- en combinación con NOVO Go DOCK;
- en combinación con un terminal fijo de teleasistencia de Legrand Care.


Para obtener información sobre NOVO Go DOCK y los terminales de teleasistencia fija de Legrand Care, consulte sus manuales de usuario correspondientes.

NOVO Go tiene extensión por radio a otros dispositivos y está totalmente integrado en el ecosistema de teleasistencia IoT suministrado por Legrand Care.



Este manual explica el uso básico de NOVO Go. Para obtener más información sobre los ajustes y configuraciones, consulte a su distribuidor Legrand Care.

1.1 Contenido de la caja




- 1 NOVO Go
- 2 Accesorio de pulsera
- 3 Accesorio de collar
- 4 Cargador USB (incluye adaptador de corriente alterna para la UE o el Reino Unido)

Guía de referencia rápida de NOVO Go

2

Su NOVO Go



- A** Icono de red
- B** Altavoz
- C** Icono de la batería
- D** Botón de alarma
- E** Botón Extra
- F** Micrófono
- G** Conector de carga

CAPÍTULO(S) RELACIONADO(S)

[5 Enviar una alarma con NOVO Go](#)

[8 Funciones operativas](#)

3

Primeros pasos con NOVO Go

- 1 Extraiga NOVO Go de la caja.
- 2 Examine el contenido para comprobar si falta alguna pieza o hay algún artículo defectuoso. Si falta algo o hay algún defecto, hable con su distribuidor Legrand Care.
- 3 Acople un accesorio a NOVO Go, consulte [4 Accesorio](#).
- 4 Cargue NOVO Go, consulte [7.1 Carga con el Cargador USB](#).
- 5 NOVO Go se inicia automáticamente. Si no se inicia, consulte el apartado [8.5 Encender NOVO Go](#)
- 6 El software se actualiza automáticamente. El botón de alarma parpadea en amarillo y el icono de red parpadea en verde durante un máximo de 10 minutos.
- 7 Una vez que se apague el botón de alarma, continúe con el paso 8.
- 8 Compruebe el estado de NOVO Go, consulte [8.2 Comprobación de estado](#).
- 9 Compruebe que el NOVO Go, funciona correctamente; consulte [5 Enviar una alarma con NOVO Go](#).
- 10 Si el resultado de la prueba no es satisfactorio, hable con su distribuidor Legrand Care.
- 11 Si el resultado de la prueba es satisfactorio, ¡ya está listo!

3.1 Primeros pasos con NOVO Go + NOVO Go DOCK

Consulte el Manual de usuario de NOVO Go DOCK .


4

Accesorio

El mismo procedimiento es aplicable a los dos accesorios.

4.1 Colocar el accesorio

- 1 Coloque NOVO Go sobre una superficie estable.
- 2 Ponga el accesorio encima de NOVO Go. Consulte la siguiente ilustración.
- 3 Asegúrese de que los agujeros del lateral **1** apunten en la dirección del altavoz **B**.
Consulte [2 Su NOVO Go](#)
- 4 Presione hasta escuchar clics en ambos lados.



CAPÍTULO(S) RELACIONADO(S)

[3 Primeros pasos con NOVO Go](#)


5

Enviar una alarma con NOVO Go


En la configuración básica, NOVO Go envía una alarma con prellamada. Para modificar la configuración de la prellamada, consulte a su distribuidor Legrand Care.

5.1 Enviar una alarma con prellamada

En esta configuración se puede cancelar una alarma incorrecta; consulte [5.2 Cancelar una alarma](#).



- 1 Pulse el botón de alarma **D**.
 - El botón de alarma se pone en rojo.
 - El botón Extra **E** parpadea en rojo.
 - Se activa una alarma con prellamada.
 - Es posible cancelar la alarma.



- 2 Después de la alarma con prellamada, NOVO Go envía la alarma.
 - El botón de alarma parpadea en rojo.
 - NOVO Go emite un sonido.



- 3 Cuando se recibe la alarma, el botón de alarma cambia a verde.
- 4 Hable con la persona que recibe su alarma. La llamada finaliza cuando la persona que recibe la alarma cuelga.

CAPÍTULO(S) RELACIONADO(S)

[2 Su NOVO Go](#)

[3 Primeros pasos con NOVO Go](#)

5.2 Cancelar una alarma


Durante la alarma de prellamada, pulse el botón Extra **E**. El sonido se detiene y el botón Extra se apaga.

CAPÍTULO(S) RELACIONADO(S)

[2 Su NOVO Go](#)

[5 Enviar una alarma con NOVO Go](#)

5.3 Enviar una alarma sin prellamada



- 1 Pulse el botón de alarma **D**.
- 2 NOVO Go emite un breve sonido y envía la alarma.
- 3 Durante la transmisión de la alarma:
 - El botón de alarma parpadea en rojo.
 - NOVO Go emite un sonido.



- 4 Cuando se recibe la alarma, el botón de alarma cambia a verde.
- 5 Hable con la persona que recibe su alarma. La llamada finaliza cuando la persona que recibe la alarma cuelga.

CAPÍTULO(S) RELACIONADO(S)

[2 Su NOVO Go](#)

[3 Primeros pasos con NOVO Go](#)


6

Llamada de voz entrante


NOVO Go puede recibir llamadas de voz de los números telefónicos aprobados.

6.1 Contestar manualmente a una llamada de voz

En esta configuración se puede rechazar una llamada de voz entrante; consulte [6.2 Rechazar una llamada de voz entrante](#).



1 NOVO Go emite una señal de llamada. El botón de alarma parpadea en verde y el botón Extra parpadea en rojo.



2 Pulse el botón de la alarma. El botón de alarma permanece en verde y el botón Extra se apaga.

3 Hable con la persona que llama. La llamada de voz finaliza cuando la persona que ha llamado cuelga o si se presiona el botón Extra en NOVO Go.

6.2 Rechazar una llamada de voz entrante

Para rechazar una llamada de voz entrante, proceda de la siguiente manera:



1 NOVO Go emite una señal de llamada. El botón de alarma parpadea en verde y el botón Extra parpadea en rojo.

2 Pulse el botón Extra.

- La señal de llamada se detiene.
- El botón de alarma y el botón Extra se apagan.

7


Cargar NOVO Go



Si NOVO Go está apagado (por ejemplo, si la batería no se ha cargado), se enciende automáticamente cuando se conecta a un cargador. Si el icono de la batería parpadea lentamente en rojo, es necesario cargar la batería.

7.1 Carga con el Cargador USB


- 1 Conecte el cable USB al adaptador de corriente alterna y coloque el cargador magnético en la parte posterior de NOVO Go.



- 2 Conecte el adaptador de CA a una toma de corriente. NOVO Go emite un sonido breve. El icono de la batería parpadea en verde hasta que la batería está completamente cargada.



- 3 Si es necesario, compruebe el estado durante la carga; consulte [8.2 Comprobación de estado](#).
- 4 Cuando NOVO Go está completamente cargado, el icono de la batería permanece encendido durante 1 minuto y luego se apaga.



CAPÍTULO(S) RELACIONADO(S)

[3 Primeros pasos con NOVO Go](#)

8

Funciones operativas

8.1 Modo de espera

Cuando NOVO Go está en modo de espera, todas las luces están apagadas.

Después de un procedimiento, NOVO Go vuelve al modo de espera transcurridos entre 2 y 5 segundos.

8.2 Comprobación de estado

Para realizar una comprobación del estado de NOVO Go, proceda de la siguiente manera:


- 1 Pulse el botón Extra **E**.
- 2 El botón de alarma muestra una de las condiciones siguientes:



Rojo:
Batería cargada
21-40%



Amarillo:
Batería cargada
41-60%



Verde:
Batería cargada
61-100%

CAPÍTULO(S) RELACIONADO(S)

[2 Su NOVO Go](#)

[3 Primeros pasos con NOVO Go](#)

[7.1 Carga con el Cargador USB](#)

8.3 Estado de conexión de la red móvil


Si el icono de la red parpadea, NOVO Go no encuentra conexión con la red móvil y no se puede enviar ninguna alarma.



El icono de red se apaga cuando NOVO Go encuentra una conexión.

8.4 Temperatura del dispositivo

Si NOVO Go se calienta demasiado, todas las luces LED comienzan a parpadear y la mayoría de las funciones se desactivan. Solo se pueden enviar alarmas. El funcionamiento correcto se restablece cuando NOVO Go se enfría.



8.5 Encender NOVO Go

- 1 Mantenga pulsados el botón de alarma **D** y el botón Extra **E** simultáneamente durante 5 segundos.
- 2 El botón de alarma se enciende en verde durante 2 segundos.
- 3 El icono de red parpadea lentamente durante 5 segundos; consulte [8.3 Estado de conexión de la red móvil](#)

8.6 Apagar NOVO Go

- 1 Mantenga pulsados el botón de alarma **D** y el botón Extra **E** simultáneamente. NOVO Go emite un sonido.
- 2 Transcurridos 5 segundos, el botón de alarma se enciende con una luz roja y luego se apaga lentamente.

**NOTA**

Si apaga NOVO Go, el aparato deja de recibir señales de radio de los dispositivos conectados, como, por ejemplo, detectores de humo y NOVO Go DOCK.


9

Más funciones

9.1 Alarma pasiva (opcional)

Si NOVO Go no ha detectado ningún movimiento durante un periodo de tiempo (normalmente durante 24 horas), funciona de la siguiente manera:

- 1 El botón Extra parpadea en amarillo durante 60 segundos y NOVO Go le indica que pulse el botón Extra.



- 2 Pulse el botón Extra. La alarma se cancela.
- 3 Si no pulsa el botón Extra, NOVO Go envía una alarma.

9.2 Estoy bien (opcional)

En una configuración con la función "Estoy bien" debe pulsar el botón Extra una vez al día durante un periodo de tiempo especificado, para que deje de enviarse una alarma desde NOVO Go.

- 1 Durante el periodo de tiempo especificado "Estoy bien": El botón Extra parpadea en amarillo una vez por segundo.
- 2 Durante los últimos 30 minutos del periodo "Estoy bien": El botón Extra parpadea y NOVO Go emite una breve señal sonora cada 5 minutos.
- 3 Durante los últimos 5 minutos del periodo "Estoy bien": El botón Extra parpadea, NOVO Go emite una breve señal sonora una vez por minuto y dice "Por favor, pulse el botón Extra".



- 4 Pulse el botón Extra. La función "Estoy bien" se restablece.
- 5 Si no pulsa el botón Extra, NOVO Go envía una alarma.

9.3 Recordatorio (opcional)

En esta configuración, NOVO Go le indica que realice una tarea (por ejemplo, tomarse la medicación). NOVO Go funciona de la siguiente manera:

- 1 Una voz le indica que realice una tarea. El botón Extra parpadea en verde.



- 2 Realice la tarea solicitada.
- 3 Pulse el botón Extra. La voz se detiene y el botón Extra se apaga.

9.4 Buscar mi NOVO Go

Esta configuración solo está disponible en combinación con NOVO Go DOCK, consulte el Manual de usuario de NOVO Go DOCK.

Información sobre seguridad y manejo

- Lea el manual antes de utilizar el dispositivo.
- No utilice el dispositivo si existe riesgo de muerte; llame al número de emergencia para recibir la atención médica correspondiente.
- Realice una prueba de funcionamiento antes de utilizar el dispositivo y después de efectuar ajustes.
- Utilice el aparato únicamente a temperaturas comprendidas entre -20 y +50 °C. Evite la exposición a la luz solar directa y no lo utilice cerca del fuego.
- Conéctelo solo a dispositivos, cargadores y adaptadores de corriente aprobados por Legrand Care.
- Apague el dispositivo si no tiene previsto utilizarlo durante un periodo de tiempo prolongado; consulte [8.6 Apagar NOVO Go](#).
- Tenga cuidado con el dispositivo. No lo golpee, agite, gire ni lo deje caer.
- Asegúrese de que el cable USB y el cable de alimentación de CA no puedan pisarse ni sea posible tropezar con ellos, ni tampoco puedan someterse a cualquier otro tipo de daño o tensión.
- No sostenga el dispositivo cerca de sus oídos o de su audífono. El sonido puede ser alto y causar daños en los oídos.
- No abra el dispositivo. Para las reparaciones, hable con su distribuidor Legrand Care.
- No coloque NOVO Go y/o el cargador USB cerca de objetos sensibles a los imanes, por ejemplo, tarjetas de crédito, tarjetas bancarias y dispositivos de memoria.
- Este dispositivo contiene una conexión a la red móvil y debe ser tratado de la misma manera que un teléfono móvil, por ejemplo, en un avión.
- Para indicar la ubicación exacta, es necesario que la señal GPS esté disponible. La precisión de la localización es limitada en interiores.
- Si tiene un marcapasos u otro dispositivo médico implantado, hable con su médico antes de utilizar NOVO Go.

10.1 Limpieza

- Utilice una solución jabonosa neutra o un desinfectante de superficies y un paño húmedo para limpiar el aparato.
- No utilice productos químicos fuertes, grasa ni otros materiales agresivos.
- Después de la limpieza, realice una prueba de funcionamiento; consulte [5 Enviar una alarma con NOVO Go](#)

10.2 Desechar

No tire el aparato y/o las pilas usadas a la basura doméstica. Si tira el aparato y/o las pilas a la basura doméstica, puede causar daños al medio ambiente. Para desechar y reciclar el aparato y/o las pilas, consulte la normativa local o a su distribuidor Legrand Care.



11

Datos técnicos

Medidas (anchura × altura × profundidad)	40 × 40 × 13 mm
Peso	33 g
Temperatura de funcionamiento	Entre -20 y +50 °C
Batería	Polímero de litio, 370 mAh
Tiempo de carga de la batería	Hasta 4,5 horas
Comunicación	2G/3G/4G, VoLTE, SIM con roaming
Posicionamiento	GPS asistido/independiente, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS
Precisión del GPS	~5 metros al aire libre
Frecuencia _{RF} (UE/UK)	869.200-869.250 MHz (Alarmas sociales) Categoría 1
Potencia de transmisión _{max} (UE/UK)	869.2 MHz - 10 mW (EIRP)
Clase IP	IP54
Alimentación	Conector USB magnético, 5 Vdc, 1A
Tensión de alimentación	5 V
Rendimiento de la batería	~ 24 horas en uso normal.

Apéndice 1. NOVO Go + Terminal fijo Legrand Care

Es posible usar NOVO Go como un colgante del terminal fijo Legrand Care cuando el usuario está en casa; consulte a su distribuidor Legrand Care.

Apéndice 2. Conectar con dispositivos de alarma

NOVO Go puede conectarse con otros dispositivos de alarma, como por ejemplo SMILE, TOUCH, DOOR y PIR II; consulte a su distribuidor Legrand Care.

1 Enviar una alarma con el dispositivo de alarma

En el dispositivo de alarma conectado, pulse el botón de alarma. NOVO Go envía la alarma a la central de alarmas; consulte [5 Enviar una alarma con NOVO Go](#).

2 Responder una llamada de voz con el dispositivo de alarma

Para responder una llamada de voz entrante, pulse el botón de alarma del dispositivo de alarma conectado.

Consulte [6 Llamada de voz entrante](#).



Todos los derechos reservados. Circle font se utiliza con atribución a <https://www.photoshopsupply.com>

ID del documento: NE41 21002-03 v2.0

Fecha de revisión: 2023-12-08

Legrand AB

Varuvägen 2

246 42 Löddeköpinge

+46 46 707065

www.legrandcare.com

infosweden.legrandcare@legrand.com

NOVO Go⁺

NOVO Go DOCK

Manual de usuario

NE41 21003-03 v2.0



[Top](#)



[Top - Español](#)

 **legrand**® | care

Declaración de conformidad: Por la presente, Legrand AB declara que este dispositivo cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en: www.neat-group.com/downloads/declarations-of-conformity

Tabla de contenidos

1	Acerca de NOVO Go DOCK	4
1.1	Contenido de la caja	4
2	Su NOVO Go DOCK	5
3	Primeros pasos con NOVO Go DOCK	6
3.1	Encender NOVO Go DOCK	7
3.2	Apagar NOVO Go DOCK	7
3.3	Emparejar NOVO Go DOCK y NOVO Go	8
4	Cómo utilizar NOVO Go DOCK	9
4.1	Cargue NOVO Go con NOVO Go DOCK	9
4.2	NOVO Go DOCK como altavoz	10
4.3	Enviar una alarma con NOVO Go DOCK	10
4.4	Buscar mi NOVO Go	11
4.5	Batería de respaldo	11
5	Información sobre seguridad y manejo	13
5.1	Limpieza	13
5.2	Desechar	14
6	Datos técnicos	15

1

Acerca de NOVO Go DOCK


NOVO Go DOCK es un dispositivo que proporciona a NOVO Go las siguientes funciones adicionales:

- Carga fácil de usar.
- Altavoz con un sonido alto y nítido en casa.
- Batería de respaldo para cargar NOVO Go (por ejemplo, si hay un apagón).
- Función automática «Casa/Fuera» para mantener la batería del NOVO Go cargada durante más tiempo.
- Función "Buscar mi NOVO Go".

NOVO Go DOCK no tiene conectividad propia por lo que debe utilizarse con un NOVO Go para enviar una alarma.

Este manual de usuario ofrece información acerca de la configuración básica de NOVO Go DOCK y cómo utilizarlo en combinación con NOVO Go. Para obtener más información sobre cómo definir y establecer configuraciones, diríjase a su distribuidor Legrand Care.


1.1 Contenido de la caja



- 1 NOVO Go DOCK
- 2 Micro-USB con adaptador de corriente alterna para la UE o el Reino Unido.

2

Su NOVO Go DOCK



- A** Conector de carga
- B** Indicador de alimentación
- C** Botón de alarma
- D** Botón Extra
- E** Altavoz
- F** Conexión Micro-USB (en la parte inferior, debajo de la pestaña)
- G** Botón de encendido/apagado (en la parte inferior, debajo de la pestaña)

CAPÍTULO(S) RELACIONADO(S)

[3.1 Encender NOVO Go DOCK](#)

[3.2 Apagar NOVO Go DOCK](#)

[3.3 Emparejar NOVO Go DOCK y NOVO Go](#)


[4.3 Enviar una alarma con NOVO Go DOCK](#)

[4.4 Buscar mi NOVO Go](#)


3

Primeros pasos con NOVO Go DOCK

- 1 Extraiga NOVO Go DOCK de la caja.
- 2 Examine el contenido para comprobar si falta alguna pieza o hay algún artículo defectuoso. Si falta algo o hay algún defecto, hable con su distribuidor Legrand Care.
- 3 Coloque NOVO Go DOCK sobre una superficie estable cerca de una toma de corriente.
- 4 Abra la pestaña de la parte de abajo de NOVO Go DOCK.



- 5 Retire la protección de plástico del conector Micro-USB.
- 6 Conecte el conector Micro-USB y coloque con cuidado el cable en los ganchos; consulte la siguiente imagen.



- 7 Conecte el adaptador de CA a la toma de corriente. NOVO Go DOCK se enciende automáticamente.
- 8 Empareje NOVO Go DOCK con NOVO Go; consulte [3.3 Emparejar NOVO Go DOCK y NOVO Go](#).
- 9 Coloque o deje NOVO Go en el NOVO Go DOCK.

- 10 Haga una prueba para asegurarse de que NOVO Go DOCK funciona correctamente; consulte [4.3 Enviar una alarma con NOVO Go DOCK](#).
- 11 Retire NOVO Go de NOVO Go DOCK y vuelva a realizar el paso 10.
- 12 Si NOVO Go no envía alarmas, consulte con su distribuidor Legrand Care.
- 13 Si NOVO Go envía alarmas, ¡ya está listo!

3.1 Encender NOVO Go DOCK

- 1 Abra la pestaña de la parte de abajo de NOVO Go DOCK.
- 2 Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado **G** durante más de 3 segundos. Los botones de la parte superior de NOVO Go DOCK parpadean y luego se apagan.
- 3 Después de aproximadamente 3 segundos, el botón de alarma se enciende y permanece en rojo.



NOTA

Depende de la configuración.

- 4 Cierre la pestaña.

CAPÍTULO(S) RELACIONADO(S)

[2 Su NOVO Go DOCK](#)

[3 Primeros pasos con NOVO Go DOCK](#)

3.2 Apagar NOVO Go DOCK

- 1 Abra la pestaña de la parte de abajo de NOVO Go DOCK.
- 2 Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado **G**.
- 3 Después de 3 segundos, NOVO Go DOCK emite un sonido y el botón de alarma se apaga.
- 4 Cierre la pestaña.


CAPÍTULO(S) RELACIONADO(S)

[2 Su NOVO Go DOCK](#)


3.3 Emparejar NOVO Go DOCK y NOVO Go

Empareje NOVO Go DOCK y NOVO Go manualmente siguiendo estos pasos:

- 1 Asegúrese de que los agujeros del lateral **1** apunten hacia arriba.
- 2 Coloque NOVO Go en NOVO Go DOCK.



- 3 NOVO Go emite un sonido y el icono de la batería parpadea en verde.



- 4 En NOVO Go DOCK, mantenga pulsados el botón de alarma **C** y el botón extra **D** simultáneamente durante más de 3 segundos.
- 5 NOVO Go DOCK emite un sonido y se empareja con NOVO Go.

CAPÍTULO(S) RELACIONADO(S)

[2 Su NOVO Go DOCK](#)

[3 Primeros pasos con NOVO Go DOCK](#)


[4.2 NOVO Go DOCK como altavoz](#)

4


Cómo utilizar NOVO Go DOCK

4.1 Cargue NOVO Go con NOVO Go DOCK

- 1 Asegúrese de que los agujeros del lateral ① apunten hacia arriba.
- 2 Coloque NOVO Go en NOVO Go DOCK.



- 3 NOVO Go emite un breve sonido y el icono de la batería parpadea en verde.



- 4 Cuando NOVO Go esté completamente cargado, el icono de batería permanecerá encendido durante 1 minuto y luego se apagará.



4.2 NOVO Go DOCK como altavoz

Coloque NOVO Go en NOVO Go DOCK para que el NOVO Go DOCK funcione como altavoz.

4.3 Enviar una alarma con NOVO Go DOCK



NOTA

Antes de utilizar esta función por primera vez, asegúrese de que NOVO Go DOCK y NOVO Go estén emparejados; consulte [3.3 Emparejar NOVO Go DOCK y NOVO Go](#).

Para utilizar NOVO Go DOCK para enviar alarmas, proceda de la siguiente manera:

- 1 Asegúrese de que NOVO Go DOCK y NOVO Go se encuentren en la misma ubicación. No es necesario colocar NOVO Go en NOVO Go DOCK para utilizar esta función.
- 2 En NOVO Go DOCK, pulse el botón de alarma . El NOVO Go DOCK le indica a NOVO Go que envíe la alarma.
- 3 NOVO Go envía la alarma. Consulte la configuración de su NOVO Go.

CAPÍTULO(S) RELACIONADO(S)

[2 Su NOVO Go DOCK](#)


[3 Primeros pasos con NOVO Go DOCK](#)

[5 Información sobre seguridad y manejo](#)

4.4 Buscar mi NOVO Go

Si no encuentra su NOVO Go, siga estos pasos para localizarlo:

- 1 Mantenga pulsado el botón Extra **D** durante tres segundos. El botón Extra parpadea en amarillo.
- 2 El NOVO Go extraviado emite un sonido nítido a intervalos regulares. El botón de alarma y el botón Extra parpadean en verde durante 60 segundos.



- 3 Si encuentra el NOVO Go extraviado, pulse el botón Extra de su NOVO Go. El sonido se detiene y el botón Extra y el botón de alarma se apagan.
- 4 El botón Extra de NOVO Go DOCK se apaga automáticamente transcurridos 60 segundos.

CAPÍTULO(S) RELACIONADO(S)

[2 Su NOVO Go DOCK](#)

4.5 Batería de respaldo

Si es necesario (por ejemplo, si se produce un apagón o si se desconecta el adaptador de CA), el NOVO Go DOCK funciona de la manera siguiente:

- Continúa cargando NOVO Go durante aproximadamente 72 horas.
- Apaga la iluminación del botón de alarma del NOVO Go DOCK para ahorrar energía.

El indicador de alimentación muestra el estado de la batería de respaldo de la siguiente manera:



Alimentación disponible. El indicador de encendido está apagado. La batería de respaldo funciona correctamente.



Sin alimentación. El indicador de encendido parpadea lentamente en verde. La batería de respaldo funciona correctamente. Asegúrese de que el adaptador de CA esté conectado a la toma de corriente.



Sin alimentación. El indicador de encendido parpadea lentamente en rojo. La batería de respaldo está casi descargada. Asegúrese de que el adaptador de CA esté conectado a la toma de corriente.



Alimentación disponible. El indicador de alimentación se enciende con una luz roja. La batería de respaldo presenta algún fallo de funcionamiento. Mantenga el adaptador de CA conectado a la toma de corriente y hable con su distribuidor Legrand Care.

5

Información sobre seguridad y manejo

- Lea el manual antes de utilizar el dispositivo.
- No utilice el dispositivo si existe riesgo de muerte; llame al número de emergencia para recibir la atención médica correspondiente.
- Realice una prueba de funcionamiento antes de utilizar el dispositivo y después de efectuar ajustes.
- Utilice el aparato solo a temperaturas entre 0 y +40 °C. Evite la exposición a la luz solar directa y no lo utilice cerca del fuego.
- Conéctelo solo a dispositivos, cargadores y adaptadores de corriente aprobados por Legrand Care.
- Manténgalo alejado del polvo, la humedad y la suciedad.
- Tenga cuidado con el dispositivo. No lo golpee, agite, gire ni lo deje caer.
- Asegúrese de que el cable USB y el cable de alimentación de CA no puedan pisarse ni sea posible tropezar con ellos, ni tampoco puedan someterse a cualquier otro tipo de daño o tensión.
- No sostenga el dispositivo cerca de sus oídos o de su audífono. El sonido puede ser alto y causar daños en los oídos.
- Para las reparaciones, hable con su distribuidor Legrand Care.

5.1 Limpieza

- Utilice una solución jabonosa neutra o un desinfectante de superficies y un paño húmedo para limpiar el aparato.
- No utilice productos químicos fuertes, grasa ni otros materiales agresivos.

5.2 Desechar

No tire el aparato y/o las pilas usadas a la basura doméstica. Si tira el aparato y/o las pilas a la basura doméstica, puede causar daños al medio ambiente. Para desechar y reciclar el aparato y/o las pilas, consulte la normativa local o a su distribuidor Legrand Care.



6

Datos técnicos

Medidas (anchura × altura × profundidad)	100 × 100 × 105 mm
Peso	440 g
Temperatura de funcionamiento	Entre 0 and +40 °C
Batería	NiMH, 2000mAh
Frecuencia _{RF} (UE/UK)	869.2 MHz (Alarmas sociales) Categoría 1
Potencia de transmisión _{max} (UE/UK)	10 mW (EIRP)
Alimentación	5 Vdc, 1.0-1.5 A
Tensión de alimentación	5 V



Todos los derechos reservados. Circle font se utiliza con atribución a <https://www.photoshopsupply.com>

ID del documento: NE41 21003-03 v2.0

Fecha de revisión: 2023-12-08

Legrand AB

Varuvägen 2

246 42 Löddeköpinge

+46 46 707065


www.legrandcare.com

infosweden.legrandcare@legrand.com




Svenska

Användarmanual



[NOVO Go](#)




[NOVO Go DOCK](#)

NOVO GO^{!!!}

Mobilt trygghetslarm

Användarmanual

NE41 21002-01 v2.0



EU-försäkran om överensstämmelse: Härmed försäkrar Legrand AB att denna enhet överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.neat-group.com/downloads/declarations-of-conformity

Innehållsförteckning

1 Om NOVO Go	5
1.1 Innehåll i förpackningen	6
2 Din NOVO Go	7
3 Kom igång med NOVO Go	8
3.1 Kom igång med NOVO Go + NOVO Go DOCK	8
4 Tillbehör	9
4.1 Fäst tillbehörets ram	9
5 Skicka larm med NOVO Go	10
5.1 Skicka larm med förlarmsignal	10
5.2 Avbryt larm	11
5.3 Skicka larm utan förlarmsignal	11
6 Inkommande röstsamtal	12
6.1 Svara på röstsamtal manuellt	12
6.2 Avvisa inkommande röstsamtal	12
7 Ladda NOVO Go	13
7.1 Ladda med USB-laddare	13
8 Användarfunktioner	15
8.1 Standby-läge	15
8.2 Statuskontroll av batteriet	15
8.3 Mobilnätverkets status	16
8.4 Enhetens temperatur	16
8.5 Sätt på NOVO Go	16
8.6 Stäng av NOVO Go	16
9 Fler funktioner	17
9.1 Passivt larm (valfritt)	17
9.2 Jag är okej (valfritt)	17
9.3 Påminnelse (valfritt)	18
9.4 Hitta min NOVO Go	18
10 Säkerhet och hantering	19
10.1 Rengöring	19

10.2	Kassera enheten	20
11	Tekniska data	21
Appendix 1	NOVO Go + Legrand Care stationära trygghetslarm	22
Appendix 2	Koppla till larmenheter	23
1	Skicka larm med larmenhet	23
2	Svara på röstsamtal med larmenhet	23

1

Om NOVO Go


NOVO Go är ett mobilt trygghetslarm med integrerat SIM-kort och GPS som anger enhetens position. Tryck på larmknappen och starta en tvåvägskommunikation med larmmottagaren. Du kan bära NOVO Go som ett armband eller halsband.

Använd NOVO Go så här

- som fristående trygghetslarm.
- tillsammans med NOVO Go DOCK.
- tillsammans med ett Legrand Care stationärt trygghetslarm.


För information om NOVO Go DOCK och Legrand Care stationära trygghetslarm, se respektive användarmanual.

NOVO Go har radiokontakt med andra enheter och är fullt integrerad med Pulse CMP och IoT-systemen för trygghetslarm från Legrand Care.



Denna manual beskriver den grundläggande användningen av NOVO Go. För mer information om inställningar och konfiguration, kontakta din Legrand Care-återförsäljare.

1.1 Innehåll i förpackningen




- 1 NOVO Go
- 2 Armband (tillbehör)
- 3 Halsband (tillbehör)
- 4 USB-laddare (inklusive strömadapter för EU eller UK)

NOVO Go Snabbguide

2

Din NOVO Go



- A** Nätverkssymbol
- B** Högtalare
- C** Batterisymbol
- D** Larmknapp
- E** Extraknapp
- F** Mikrofon
- G** Laddningskontakt

RELATERADE AVSNITT

[5 Skicka larm med NOVO Go](#)

[8 Användarfunktioner](#)

3

Kom igång med NOVO Go

- 1 Ta ut NOVO Go från förpackningen.
- 2 Kontrollera så att alla delar finns med och att de är hela. Om någon del är trasig eller saknas, kontakta din Legrand Care-återförsäljare.
- 3 Fäst NOVO Go på armbandet eller halsbandet, se [4 Tillbehör](#).
- 4 Ladda NOVO Go, se [7.1 Ladda med USB-laddare](#).
- 5 NOVO Go startar automatiskt. Om den inte startar, se [8.5 Sätt på NOVO Go](#)
- 6 Mjukvaran uppdateras automatiskt. Larmknappen blinkar gult och nätverkssymbolen blinkar grönt i upp till 10 minuter.
- 7 Efter att larmknappen har slocknat, fortsätt med steg 8.
- 8 Gör en statuskontroll av NOVO Go, se [8.2 Statuskontroll av batteriet](#).
- 9 Gör ett funktionstest med NOVO Go, se [5 Skicka larm med NOVO Go](#).
- 10 Om NOVO Go inte fungerar som önskat, kontakta din Legrand Care-återförsäljare.
- 11 Om NOVO Go fungerar, så är den klar för användning!

3.1 Kom igång med NOVO Go + NOVO Go DOCK

Se NOVO Go DOCK Användarmanual.


4

Tillbehör

Instruktionen gäller båda tillbehören (armband och halsband).

4.1 Fäst tillbehörets ram

- 1 Lägga NOVO Go med larmknappen uppåt på en stabil yta.
- 2 Placera ramen ovanpå NOVO Go. Se illustration nedan.
- 3 Se till så att hålen **1** i ramen är vända mot högtalaren **B**.
Se [2 Din NOVO Go](#)
- 4 Tryck tills det hörs ett klick på båda sidorna.



RELATERADE AVSNITT

[3 Kom igång med NOVO Go](#)

5

Skicka larm med NOVO Go


I grundinställningen av NOVO Go skickas larm med en förlarmsignal. För att ändra inställningar, kontakta din Legrand Care-återförsäljare.

5.1 Skicka larm med förlarmsignal


Med de här inställningarna kan ett felaktigt larm avbrytas, se [5.2 Avbryt larm](#).



- 1 Tryck på larmknappen **D**.
 - Larmknappen blir röd.
 - Extraknappen **E** blinkar rött.
 - En förlarmsignal aktiveras.
 - Det är möjligt att avbryta larmet.



- 2 Efter förlarmet skickar NOVO Go larmet.
 - Larmknappen blinkar rött.
 - NOVO Go ljuder.



- 3 När larmet har tagits emot blir larmknappen grön.
- 4 Prata med personen som har tagit emot ditt larm. Samtalet avbryts när personen lägger på.

RELATERADE AVSNITT

[2 Din NOVO Go](#)

[3 Kom igång med NOVO Go](#)

5.2 Avbryt larm


Tryck på extraknappen **E** (som blinkar rött) medan förlarmsignalen ljuder. Ljudsignalen tystnar och extraknappen slutar blinka.

RELATERADE AVSNITT

[2 Din NOVO Go](#)

[5 Skicka larm med NOVO Go](#)

5.3 Skicka larm utan förlarmsignal



- 1 Tryck på larmknappen **D**.
- 2 NOVO Go ger en kort ljudsignal och skickar larmet.
- 3 Medan larmet skickas:
 - Larmknappen blinkar rött.
 - NOVO Go ljuder.



- 4 När larmet har tagits emot blir larmknappen grön.
- 5 Prata med personen som har tagit emot ditt larm. Samtalet avbryts när personen lägger på.

RELATERADE AVSNITT

[2 Din NOVO Go](#)

[3 Kom igång med NOVO Go](#)


6

Inkommande röstsamtal

NOVO Go kan ta emot röstsamtal från godkända telefonnummer.

6.1 Svvara på röstsamtal manuellt

Med de här inställningarna kan ett inkommande röstsamtal avvisas, se [6.2 Avvisa inkommande röstsamtal](#).



1 En anropssignal ljuder från NOVO Go. Larmknappen blinkar grönt och extraknappen blinkar rött.



2 Tryck på larmknappen. Larmknappen lyser grönt och extraknappen slocknar.

3 Prata med personen som har tagit emot ditt larm. Samtalet avbryts när personen lägger på eller när du trycker på extraknappen.

6.2 Avvisa inkommande röstsamtal

Avvisa ett inkommande röstsamtal så här:




1 En anropssignal ljuder från NOVO Go. Larmknappen blinkar grönt och extraknappen blinkar rött.

2 Tryck på extraknappen.

- Ljudsignalen tystnar.
- Larmknappen och extraknappen slutar blinka.

7


Ladda NOVO Go



Om NOVO Go är avstängd (till exempel om batteriet är urladdat), startas den automatiskt när du ansluter till en laddare. Batteriet behöver laddas om batterisymbolen blinkar långsamt rött.

7.1 Ladda med USB-laddare

- 1 Anslut USB-kabeln till strömadaptern och fäst den magnetiska laddaren på baksidan av NOVO Go.




- 2 Anslut strömadaptern till ett vägguttag. NOVO Go ger en kort ljudsignal. Batterisymbolen blinkar grönt tills batteriet är fulladdat.



- 3 Vid behov, gör en statuskontroll medan batteriet laddas, se [8.2 Statuskontroll av batteriet](#).
- 4 När NOVO Go är fulladdad lyser batterisymbolen grönt i en minut och slocknar sedan.



> 1 minut >



RELATERADE AVSNITT

[3 Kom igång med NOVO Go](#)

8

Användarfunktioner

8.1 Standby-läge

När NOVO Go är i standby-läge är alla symboler släckta.

NOVO Go sätts i standby-läge ca 2-5 sekunder efter att den har använts.

8.2 Statuskontroll av batteriet

Gör en statuskontroll av batteriet i NOVO Go så här:

- 1 Tryck på extraknappen **E**.
- 2 Larmknappen visar batteriets status med rött, gult eller grönt:



Rött:
Batteri laddat
21-40%



Gult:
Batteri laddat
41-60%



Grönt:
Batteri laddat
61-100%

RELATERADE AVSNITT

[2 Din NOVO Go](#)

[3 Kom igång med NOVO Go](#)

[7.1 Ladda med USB-laddare](#)

8.3 Mobilnätverkets status


Om NOVO Go inte kan hitta och ansluta till mobilnätverket så blinkar nätverkssymbolen och larm kan inte skickas.



Nätverkssymbolen slocknar när NOVO Go hittar anslutningen.

8.4 Enhetens temperatur

Om NOVO Go blir för varm, börjar alla ljussymboler blinka och de flesta funktioner stängs av. Alla funktioner återställs när NOVO Go har normal temperatur.



8.5 Sätt på NOVO Go

- 1 Tryck och håll in larmknappen **D** och extraknappen **E** samtidigt i 5 sekunder.
- 2 Larmknappen lyser grönt i 2 sekunder.
- 3 Nätverkssymbolen blinkar långsamt i 5 sekunder, se [8.3 Mobilnätverkets status](#)

8.6 Stäng av NOVO Go

- 1 Tryck och håll in larmknappen **D** och extraknappen **E** samtidigt. NOVO Go ger en ljudsignal.
- 2 Efter 5 sekunder börjar larmknappen lysa rött och slocknar sedan långsamt.



NOTERA

Om du stänger av NOVO Go så tar den inte emot några signaler från anslutna enheter, till exempel brandvarnare eller NOVO Go DOCK.


9

Fler funktioner

9.1 Passivt larm (valfritt)

Om NOVO Go inte har uppfattat någon rörelse under en viss tid (vanligtvis 24 timmar), så händer följande:

- 1 Extraknappen blinkar gult i 60 sekunder. NOVO Go uppmanar dig att trycka på extraknappen.




- 2 Tryck på Extraknappen. Larmet avbryts.
- 3 Om du inte trycker på Extraknappen så skickar NOVO Go ett larm.

9.2 Jag är okej (valfritt)

När "Jag är okej"-funktionen är aktiv måste du trycka på Extraknappen en gång per dag under en angiven tidsperiod för att förhindra att NOVO Go skickar ett larm.

- 1 Under hela den angivna "Jag är okej"-perioden: Extraknappen blinkar gult en gång per sekund.
- 2 Under de sista 30 minuterna av "Jag är okej"-perioden: Extraknappen blinkar och NOVO Go ger en kort ljudsignal var 5:e minut.
- 3 Under de sista 5 minuterna av "Jag är okej"-perioden: Extraknappen blinkar, NOVO Go ger en kort ljudsignal en gång i minuten och säger "Tryck på Extraknappen".



- 4 Tryck på Extraknappen. "Jag är okej"-funktionen är återställd.
- 5 Om du inte trycker på Extraknappen så skickar NOVO Go ett larm.

9.3 Påminnelse (valfritt)

Med den här inställningen ber NOVO Go dig göra något (till exempel ta medicin). Det fungerar så här:

- 1 En röst uppmanar dig att göra en viss sak. Extraknappen blinkar grönt.



- 2 Gör det som rösten uppmanar dig att göra.
- 3 Tryck på extraknappen. Rösten upphör och extraknappen slocknar.

9.4 Hitta min NOVO Go

Denna funktion är endast tillgänglig tillsammans med NOVO Go DOCK, se NOVO Go DOCK Användarmanual.

10

Säkerhet och hantering

- Läs manualen innan enheten tas i bruk.
- Använd inte enheten vid livshotande tillstånd, ring nödnummer 112 för akut hjälp.
- Gör ett funktionstest innan enheten tas i bruk samt när inställningarna ändrats.
- Använd endast enheten i temperaturer mellan -20 och +50 °C. Undvik direkt solljus och använd inte enheten i närheten av eld.
- Anslut endast enheten till andra enheter, laddare och adaptrar som är godkända av Legrand Care.
- Stäng av enheten om den inte ska användas under en längre tid. Se [8.6 Stäng av NOVO Go](#).
- Var försiktig med enheten. Skaka, vrid eller slå inte på enheten och låt den inte falla på hårda underlag.
- Säkerställ att sladdar och kablar till USB-laddare och elnät inte är placerade så att det uppstår risk för skada på person eller föremål.
- Håll inte enheten nära öron eller hörapparat. Ljudet kan bli starkt och kan skada din hörsel.
- Öppna inte enheten. För reparation, kontakta din Legrand Care-återförsäljare.
- Placera inte NOVO Go och/eller USB-laddaren nära magnetkänsliga föremål som kreditkort, bankkort och minneskort.
- Enheten är ansluten till mobilnätverket och ska hanteras på samma sätt som en mobiltelefon, exempelvis under flygresor.
- För att ange exakt plats så måste GPS-signal vara tillgänglig. Precisionen för platsangivelse är begränsad inomhus.
- Om du har pacemaker eller annan implanterad medicinsk enhet, konsultera din läkare innan du använder NOVO Go.

10.1 Rengöring

- Använd en mild tvällösning eller ytdesinfektionsmedel och en fuktig trasa för att rengöra enheten.
- Använd inte starka lösningsmedel, olja eller andra starka kemikalier.
- Efter rengöring, gör ett funktionstest, se [5 Skicka larm med NOVO Go](#)

10.2 Kassera enheten

Den uttjänta enheten eller batterierna får inte kastas i hushållssoporna. Enheten och batterierna innehåller komponenter som är miljöfarliga och som ska återvinnas. Lämna produkten för återvinning enligt lokala föreskrifter. Kontakta din Legrand Care-återförsäljare vid behov av mer information.



Tekniska data

Mått (B × H × D)	40 × 40 × 13 mm
Vikt	33 g
Drifttemperatur	Mellan -20 och +50 °C
Batteri	Litiumpolymer, 370 mAh
Laddningstid för batteriet	Upp till 4,5 timmar
Kommunikation	2G/3G/4G, VoLTE, roamande SIM
Positionering	Assisterad/fristående GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS
GPS-precision	~5 meters fri sikt mot himlen
Radiofrekvens _{RF} (EU/UK)	869.200–869.250 MHz (Sociala larm) Kategori 1
Sändareffekt _{max} (EU/UK)	869.2 MHz – 10 mW (EIRP)
IP-klass	IP54
Strömförsörjning	Magnetisk USB-kontakt, 5 Vdc, 1A
Spänning	5 V
Batteriprestanda	~24 timmar vid normal användning

Appendix 1. NOVO Go + Legrand Care stationära trygghetslarm

Det är möjligt att använda NOVO Go som ett tillbehör till Legrand Care stationära trygghetslarm när brukaren är hemma. Kontakta din Legrand Care-återförsäljare.

Appendix 2. Koppla till larmenheter

NOVO Go kan kopplas till andra larmenheter som SMILE, TOUCH, DOOR and PIR II. Kontakta din Legrand Care-återförsäljare.

1 Skicka larm med larmenhet

Tryck på larmknappen på den kopplade larmenheten. NOVO Go skickar larmet till larmcentralen, se [5 Skicka larm med NOVO Go](#).

2 Svara på röstsamtal med larmenhet

För att svara på inkommande röstsamtal, tryck på larmknappen på den kopplade larmenheten.

Se [6 Inkommande röstsamtal](#).



Alla rättigheter förbehållna. Circle font används med attribution till <https://www.photoshopsupply.com>

Dokumentnummer: NE41 21002-01 v2.0

Revisionsdatum: 2023-12-08

Legrand AB

Varuvägen 2

246 42 Löddeköpinge

+46 46 707065

www.legrandcare.com

infosweden.legrandcare@legrand.com

NOVO Go⁺

NOVO Go DOCK

Användarmanual

NE41 21003-01 v2.0



[Top](#)



[Top – Svenska](#)

 **legrand**® | care

EU-försäkran om överensstämmelse: Härmed försäkrar Legrand AB att denna enhet överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.neat-group.com/downloads/declarations-of-conformity

Innehållsförteckning

1 Om NOVO Go DOCK	4
1.1 Innehåll i förpackningen	4
2 Din NOVO Go DOCK	5
3 Kom igång med NOVO Go DOCK	6
3.1 Sätt på NOVO Go DOCK	7
3.2 Stäng av NOVO Go DOCK	7
3.3 Parkoppla NOVO Go DOCK och NOVO Go	8
4 Att använda NOVO Go DOCK	9
4.1 Ladda NOVO Go med NOVO Go DOCK	9
4.2 NOVO Go DOCK som högtalare	9
4.3 Skicka larm med NOVO Go DOCK	10
4.4 Hitta min NOVO Go	10
4.5 Reservbatteri	11
5 Säkerhet och hantering	12
5.1 Rengöring	12
5.2 Kassera enheten	12
6 Tekniska data	13

1

Om NOVO Go DOCK


NOVO Go DOCK är ett tillbehör som ger NOVO Go följande extra funktioner:

- Ännu enklare laddning.
- Högtalare med starkt och tydligt ljud i hemmet.
- Reservbatteri som laddar NOVO Go (vid t.ex. strömavbrott).
- Automatisk hemma/borta-funktion som håller batteriet i NOVO Go laddat längre.
- Hitta min NOVO Go-funktion.

NOVO Go DOCK har ingen egen anslutning och måste användas tillsammans med NOVO Go för att skicka larm.

Denna manual beskriver den grundläggande användningen av NOVO Go DOCK och användning tillsammans med NOVO Go. För mer information om inställningar och konfiguration, kontakta din Legrand Care-återförsäljare.


1.1 Innehåll i förpackningen



- 1 NOVO Go DOCK
- 2 Micro-USB med strömadapter för EU eller UK

2

Din NOVO Go DOCK



- A** Laddningskontakt
- B** Strömindikator
- C** Larmknapp
- D** Extraknapp
- E** Högtalare
- F** Micro-USB-kontakt (på undersidan, bakom luckan)
- G** På/Av-knapp (på undersidan, bakom luckan)

RELATERADE AVSNITT

[3.1 Sätt på NOVO Go DOCK](#)

[3.2 Stäng av NOVO Go DOCK](#)

[3.3 Parkoppla NOVO Go DOCK och NOVO Go](#)


[4.3 Skicka larm med NOVO Go DOCK](#)

[4.4 Hitta min NOVO Go](#)


3

Kom igång med NOVO Go DOCK

- 1 Ta ut NOVO Go DOCK ur förpackningen.
- 2 Kontrollera så att alla delar finns med och att de är hela. Om någon del är trasig eller saknas, kontakta din Legrand Care-återförsäljare.
- 3 Ställ NOVO Go DOCK på ett stadigt underlag nära ett vägguttag.
- 4 Öppna luckan på undersidan av NOVO Go DOCK.




- 5 Ta bort skyddsplasten från Micro-USB-kontakten.
- 6 Sätt i Micro-USB-kontakten och sätt försiktigt fast kabeln under hakarna, se bild nedan.



- 7 Anslut strömadaptern till vägguttaget. NOVO Go DOCK startar automatiskt.
- 8 Parkoppla NOVO Go DOCK med NOVO Go, se [3.3 Parkoppla NOVO Go DOCK och NOVO Go](#).
- 9 Sätt NOVO Go i NOVO Go DOCK.
- 10 Testa så att NOVO Go DOCK fungerar korrekt, se [4.3 Skicka larm med NOVO Go DOCK](#).

- 11 Ta bort NOVO Go från NOVO Go DOCK och gör om steg 10.
- 12 Om NOVO Go inte skickar något larm, kontakta din Legrand Care-återförsäljare.
- 13 Om NOVO Go skickar larm, så är installationen klar!

3.1 Sätt på NOVO Go DOCK

- 1 Öppna luckan på undersidan av NOVO Go DOCK.
- 2 Tryck och håll in Av/På-knappen  i minst 3 sekunder. Knapparna på ovansidan av NOVO Go DOCK blinkar och slocknar sedan.
- 3 Efter cirka 3 sekunder börjar larmknappen lysa rött.



NOTERA

Detta gäller vid standardkonfiguration.


- 4 Stäng luckan.

RELATERADE AVSNITT

[2 Din NOVO Go DOCK](#)

[3 Kom igång med NOVO Go DOCK](#)

3.2 Stäng av NOVO Go DOCK

- 1 Öppna luckan på undersidan av NOVO Go DOCK.
- 2 Tryck och håll in Av/På-knappen .
- 3 Efter 3 sekunder ger NOVO Go DOCK en ljudsignal och larmknappen slocknar.
- 4 Stäng luckan.


RELATERADE AVSNITT

[2 Din NOVO Go DOCK](#)


3.3 Parkoppla NOVO Go DOCK och NOVO Go

Parkoppla NOVO Go DOCK och NOVO Go manuellt så här:

- 1 Se till så att hålen ① på sidan av NOVO Go är riktade uppåt.
- 2 Sätt NOVO Go i NOVO Go DOCK.



- 3 NOVO Go ger en ljudsignal och batterisymbolen blinkar grönt.



- 4 På NOVO Go DOCK, tryck och håll in larmknappen ③ och extraknappen ④ samtidigt i minst 3 sekunder.
- 5 NOVO Go DOCK ger en ljudsignal och är nu parkopplad med NOVO Go.

RELATERADE AVSNITT

[2 Din NOVO Go DOCK](#)

[3 Kom igång med NOVO Go DOCK](#)


[4.2 NOVO Go DOCK som högtalare](#)

4


Att använda NOVO Go DOCK

4.1 Ladda NOVO Go med NOVO Go DOCK

- 1 Se till så att hålen ① på sidan av NOVO Go är riktade uppåt.
- 2 Sätt NOVO Go i NOVO Go DOCK.



- 3 NOVO Go ger en ljudsignal och batterisymbolen blinkar grönt.



- 4 När NOVO Go är fulladdad lyser batterisymbolen grönt i 1 minut och slocknar sedan.



4.2 NOVO Go DOCK som högtalare

Sätt NOVO Go i NOVO Go DOCK för att använda NOVO Go DOCK som högtalare.

4.3 Skicka larm med NOVO Go DOCK



NOTERA

Innan denna funktion används första gången, se till att NOVO Go DOCK och NOVO Go är parkopplade, se [3.3 Parkoppla NOVO Go DOCK och NOVO Go](#).

Använd NOVO Go DOCK för att skicka larm så här:

- 1 Se till att NOVO Go DOCK och NOVO Go är i närheten av varandra. Det är inte nödvändigt att sätta NOVO Go i NOVO Go DOCK för att använda denna funktion.
- 2 På NOVO Go DOCK, tryck på larmknappen **C**. NOVO Go DOCK säger till NOVO Go att skicka larmet.
- 3 NOVO Go skickar larmet. Se inställningarna för din NOVO Go.

RELATERADE AVSNITT

[2 Din NOVO Go DOCK](#)


[3 Kom igång med NOVO Go DOCK](#)

[5 Säkerhet och hantering](#)

4.4 Hitta min NOVO Go

Vid behov, hitta din NOVO Go så här:

- 1 Tryck och håll in extraknappen **D** i 3 sekunder. Extraknappen blinkar gult.
- 2 NOVO Go ger en tydlig ljudsignal med jämna mellanrum. Larmknappen och extraknappen blinkar grönt i 60 sekunder.



- 3 Om du hittat din NOVO Go, tryck på extraknappen på din NOVO Go. Ljudsignalen upphör och extraknappen och larmknappen slocknar.
- 4 Extraknappen på NOVO Go DOCK slocknar automatiskt efter 60 sekunder.

RELATERADE AVSNITT

[2 Din NOVO Go DOCK](#)

4.5 Reservbatteri

Om behov uppstår (vid till exempel strömavbrott eller om strömadaptern är frånkopplad), fungerar NOVO Go DOCK så här:

- Fortsätter att ladda NOVO Go i cirka 72 timmar.
- Stänger av larmknappens ljussymbol på NOVO Go DOCK för att spara ström.

Strömindikatorn visar reservbatteriets status enligt följande:



Strömtillförsel tillgänglig. Strömindikatorn är avstängd. Reservbatteriet fungerar korrekt.



Ingen strömtillförsel. Strömindikatorn blinkar långsamt grönt. Reservbatteriet fungerar korrekt. Se till att strömadaptern är kopplad till ett vägguttag.



Ingen strömtillförsel. Strömindikatorn blinkar långsamt rött. Reservbatteriets laddningsnivå är låg. Se till att strömadaptern är kopplad till ett vägguttag.



Strömtillförsel tillgänglig. Strömindikatorn lyser rött. Reservbatteriet fungerar inte. Ha strömadaptern kopplad till ett vägguttag och kontakta din Legrand Care-återförsäljare.

5

Säkerhet och hantering

- Läs manualen innan enheten tas i bruk.
- Använd inte enheten vid livshotande tillstånd, ring nödnummer 112 för akut hjälp.
- Gör ett funktionstest innan enheten tas i bruk samt när inställningarna ändrats.
- Använd endast enheten i temperaturer mellan 0 and +40 °C. Undvik direkt solljus och använd inte enheten i närheten av eld.
- Anslut endast enheten till andra enheter, laddare och adaptrar som är godkända av Legrand Care.
- Håll enheten borta från damm, fukt och smuts.
- Var försiktig med enheten. Skaka, vrid eller slå inte på enheten och låt den inte falla på hårda underlag.
- Säkerställ att sladdar och kablar till USB-laddare och elnät inte är placerade så att det uppstår risk för skada på person eller föremål.
- Håll inte enheten nära öron eller hörapparat. Ljudet kan bli starkt och kan skada din hörsel.
- För reparation, kontakta din Legrand Care-återförsäljare.

5.1 Rengöring

- Använd en mild tvållösning eller ytdesinfektionsmedel och en fuktig trasa för att rengöra enheten.
- Använd inte starka lösningsmedel, olja eller andra starka kemikalier.

5.2 Kassera enheten

Den uttjänta enheten eller batterierna får inte kastas i hushållssoporna. Enheten och batterierna innehåller komponenter som är miljöfarliga och som ska återvinnas. Lämna produkten för återvinning enligt lokala föreskrifter. Kontakta din Legrand Care-återförsäljare vid behov av mer information.



6

Tekniska data

Mått (B × H × D)	100 × 100 × 105 mm
Vikt	440 g
Drifttemperatur	Mellan 0 och +40 °C
Batteri	NiMH, 2000mAh
Radiofrekvens _{RF} (EU/UK)	869.2 MHz (Sociala larm) Kategori 1
Sändareffekt _{max} (EU/UK)	10 mW (EIRP)
Strömförsörjning	5 Vdc, 1.0-1.5 A
Spänning	5 V



Alla rättigheter förbehållna. Circle font används med attribution till <https://www.photoshopsupply.com>

Dokumentnummer: NE41 21003-01 v2.0

Revisionsdatum: 2023-12-08

Legrand AB

Varuvägen 2

246 42 Löddeköpinge

+46 46 707065


www.legrandcare.com

infosweden.legrandcare@legrand.com




Français

Manuel d'utilisation



[NOVO Go](#)




[NOVO Go DOCK](#)

NOVO GO⁺

Téléassistance Mobile

Manuel d'utilisation

NE41 21002-08 v2.0



Déclaration de conformité UE: Par la présente, Legrand Care déclare que ce dispositif est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante: www.neat-group.com/downloads/declarations-of-conformity

Table des matières

1 A propos du NOVO Go	5
1.1 Contenu de la boîte	6
2 Votre NOVO Go	7
3 Démarrer avec votre NOVO Go	8
3.1 Démarrer les NOVO Go + NOVO Go DOCK	8
4 Accessoire	9
4.1 Comment fixer l'accessoire	9
5 Envoi d'une alarme avec votre NOVO Go	10
5.1 Envoi d'une alarme avec le pré-appel	10
5.2 Annuler l'alarme	11
5.3 Envoyer une alarme sans le pré-appel	11
6 Appel vocal entrant	12
6.1 Réponse manuelle à un appel vocal	12
6.2 Rejeter un appel vocal entrant	12
7 Recharger le NOVO Go	13
7.1 Recharge avec un Chargeur USB	13
8 Fonctions	15
8.1 Mode veille	15
8.2 Vérification de l'état	15
8.3 État de la connexion aux réseaux mobiles	16
8.4 Température de l'appareil	16
8.5 Démarrer le NOVO Go	16
8.6 Eteindre son NOVO Go	16
9 Fonctions supplémentaires	18
9.1 Test d'activité (en option)	18
9.2 Je suis OK (en option)	18
9.3 Rappel (en option)	19
9.4 Trouver mon NOVO Go	19
10 Informations sur la sécurité et la manipulation	20
10.1 Nettoyage	21

10.2	Mise au rebut	21
11	Données Techniques	22
Annexe 1	NOVO Go + Terminal de téléassistance fixe Legrand Care	23
Annexe 2	Connexion avec des dispositifs d'alarme	24
1	Envoyer une alarme avec un autre périphérique	24
2	Répondre à un appel vocal avec un dispositif d'alarme	24

1

A propos du NOVO Go


Le NOVO Go est un dispositif de téléassistance portable avec un accès aux réseaux mobiles et une localisation qui communiquent des informations sur la position de l'appareil. Il offre la possibilité d'envoyer une alarme à l'aide du bouton très accessible et bénéficier d'une communication vocale bidirectionnelle avec le récepteur d'alarme. Vous pouvez porter votre NOVO Go comme un bracelet, collier ou porte clés.

Vous pouvez utiliser le NOVO Go comme suit:

- appareil d'assistance autonome.
- avec la station d'accueil, nommée aussi NOVO Go DOCK.
- avec un terminal de téléassistance fixe de Legrand Care.


Pour plus d'informations sur le NOVO Go DOCK et terminaux fixes de téléassistance de Legrand Care, reportez-vous à leurs manuels d'utilisation respectifs.

Votre NOVO Go est équipé d'une radio afin d'être entièrement intégré dans l'écosystème de téléassistance IoT fourni par Legrand Care.



Ce manuel présente l'utilisation de base du NOVO Go. Pour plus d'informations sur la façon d'effectuer des réglages et des configurations, consultez votre distributeur Legrand Care.

1.1 Contenu de la boîte




- ❶ Le NOVO Go
- ❷ Accessoire : bracelet
- ❸ Accessoire : collier
- ❹ Chargeur USB (adaptateur secteur inclus pour l'UE ou le Royaume-Uni)

Guide du NOVO Go

2

Votre NOVO Go



- A** Icône « Etat réseaux mobiles »
- B** Haut-parleur
- C** Icône de la batterie
- D** Bouton « Alarme »
- E** Bouton « Option »
- F** Microphone
- G** Connecteur de charge

CHAPITRE(S) CONNEXE(S)

[5 Envoi d'une alarme avec votre NOVO Go](#)

[8 Fonctions](#)

3

Démarrer avec votre NOVO Go

- 1 Retirez le NOVO Go de la boîte.
- 2 Examinez le contenu pour voir si des éléments sont manquants ou défectueux. Si un élément est manquant ou défectueux, adressez-vous à votre distributeur Legrand Care.
- 3 Fixez un des accessoire au NOVO Go, voir [4 Accessoire](#).
- 4 Rechargez le NOVO Go, voir [7.1 Recharge avec un Chargeur USB](#).
- 5 Le NOVO Go démarre automatiquement. S'il ne démarre pas, voir [8.5 Démarrer le NOVO Go](#)
- 6 Le logiciel se met automatiquement à jour. Le bouton d'alarme clignote en jaune et l'icône Réseau clignote en vert pendant 10 minutes ou moins.
- 7 Une fois le bouton d'alarme éteint, passez à l'étape 8.
- 8 Effectuez une vérification de l'état du NOVO Go, voir [8.2 Vérification de l'état](#).
- 9 Effectuez un test opérationnel du NOVO Go, voir [5 Envoi d'une alarme avec votre NOVO Go](#).
- 10 Si le résultat du test n'est pas satisfaisant, parlez-en à votre distributeur Legrand Care.
- 11 Si le résultat du test est satisfaisant, vous pouvez commencer!

3.1 Démarrer les NOVO Go + NOVO Go DOCK

Reportez-vous au Manuel d'utilisation du NOVO Go DOCK.


4

Accessoire

La même procédure s'applique aux deux accessoires.

4.1 Comment fixer l'accessoire

- 1 Posez le NOVO Go sur un support stable.
- 2 Placez l'accessoire au-dessus de NOVO Go. Voir l'illustration ci-dessous.
- 3 Assurez-vous que les trous sur le côté **1** sont bien orientés vers le haut-parleur **B**.
Voir [2 Votre NOVO Go](#)
- 4 Poussez jusqu'à ce que vous entendiez des clics des deux côtés.



CHAPITRE(S) CONNEXE(S)

[3 Démarrer avec votre NOVO Go](#)

5

Envoi d'une alarme avec votre NOVO Go

Le NOVO Go, avec une configuration standard, envoie une alarme avec un signal au préalable : pour modifier ce signal, consultez votre distributeur Legrand Care.


5.1 Envoi d'une alarme avec le pré-appel

Dans cette configuration, une alarme involontaire peut être annulée. Référez-vous au [5.2 Annuler l'alarme](#).



1 Appuyez sur le bouton « Alarme » **D**.

- Le bouton « Alarme » devient rouge.
- Le bouton « Option » **E** clignote en rouge.
- Le produit est dans le mode « pré-alarme ».
- Il est possible d'annuler l'alarme.



2 Après le mode « pré-appel », le NOVO Go envoie l'alarme.

- Le bouton « Alarme » clignote en rouge.
- NOVO Go émet un son.



3 Lorsque l'alarme est reçue, le bouton « Alarme » passe au vert.

4 Vous pouvez alors parler avec la personne qui reçoit l'alarme. L'appel se termine lorsque la personne qui reçoit l'alarme raccroche.

CHAPITRE(S) CONNEXE(S)

[2 Votre NOVO Go](#)

[3 Démarrer avec votre NOVO Go](#)

5.2 Annuler l'alarme


Lorsque le produit est dans le mode pré-appel, appuyez sur le bouton « Option » **E**. Le son s'arrête et le bouton « Option » s'éteint.

CHAPITRE(S) CONNEXE(S)

[2 Votre NOVO Go](#)

[5 Envoi d'une alarme avec votre NOVO Go](#)

5.3 Envoyer une alarme sans le pré-appel



- 1 Appuyez sur le bouton « Alarme » **D**.
- 2 Le NOVO Go émet un son bref et envoie l'alarme.
- 3 Pendant la transmission de l'alarme:
 - Le bouton « Alarme » clignote en rouge.
 - NOVO Go émet un son.



- 4 Lorsque l'alarme est reçue, le bouton « Alarme » passe au vert.
- 5 Vous pouvez alors parler avec la personne qui reçoit l'alarme. L'appel se termine lorsque la personne qui reçoit l'alarme raccroche.

CHAPITRE(S) CONNEXE(S)

[2 Votre NOVO Go](#)

[3 Démarrer avec votre NOVO Go](#)


6

Appel vocal entrant

Le NOVO Go peut recevoir des appels vocaux provenant de numéros de téléphone approuvés.

6.1 Réponse manuelle à un appel vocal

Dans cette configuration, il est possible de rejeter un appel vocal entrant, cf. [6.2 Rejeter un appel vocal entrant](#).



1 Le NOVO Go sonne. Le bouton « Alarme » clignote en vert et le bouton « Option » clignote en rouge.




2 Appuyez sur le bouton « Alarme ». Le bouton « Alarme » reste vert et le bouton « Option » s'éteint.

3 Vous pouvez parler avec la personne qui appelle. L'appel vocal se termine lorsque la personne qui a appelé raccroche, ou si le bouton « Option » du NOVO Go est pressé.

6.2 Rejeter un appel vocal entrant

Pour rejeter un appel vocal entrant, procédez comme suit :



1 Le NOVO Go sonne. Le bouton « Alarme » clignote en vert et le bouton « Option » clignote en rouge.

2 Appuyez sur le bouton « Option ».

- Le signal d'appel s'arrête.
- Le bouton « Alarme » et le bouton « Option » s'éteignent.

7


Recharger le NOVO Go



Si le NOVO Go est éteint (par exemple si la batterie n'a pas été chargée), il démarre automatiquement lorsque vous le connectez à un chargeur. Si l'icône de la batterie clignote lentement en rouge, il est nécessaire de charger la batterie.

7.1 Recharge avec un Chargeur USB

1 Connectez le câble USB au chargeur et fixez le connecteur magnétique à l'arrière du NOVO Go.



2 Connectez le câble d'alimentation au bloc murale d'alimentation et branchez-le à la prise de courant. Le NOVO Go a émettre un "bip".

L'icône de la batterie va alors clignoter jusqu'à la fin de la charge.



3 Si nécessaire, vérifiez l'état de la batterie pendant la charge, cf. [8.2 Vérification de l'état](#).

4 Une fois le NOVO Go chargé, l'icône de la batterie va clignoter pendant 1 minute puis s'éteindre.



CHAPITRE(S) CONNEXE(S)

[3 Démarrer avec votre NOVO Go](#)

8

Fonctions

8.1 Mode veille

Le NOVO Go est en mode veille lorsque tous ses voyants sont éteints.

Il retourne en mode veille après 2 à 5 secondes sans actions de la part de l'utilisateur.

8.2 Vérification de l'état

Effectuez une vérification de l'état du NOVO Go comme suit :

- 1 Appuyez sur le bouton « Option » **E**.
- 2 Le bouton « Alarme » affiche une condition comme suit :



Rouge :
Batterie chargée de
21-40%



Jaune :
Batterie chargée de
41-60%



Vert :
Batterie chargée de
61-100%

CHAPITRE(S) CONNEXE(S)

[2 Votre NOVO Go](#)

[3 Démarrer avec votre NOVO Go](#)

[7.1 Recharge avec un Chargeur USB](#)

8.3 État de la connexion aux réseaux mobiles


Si l'icône Réseau clignote, cela signifie que le NOVO Go ne parvient pas à se connecter aux réseaux mobiles et qu'aucune alarme ne peut être envoyée.



L'icône "Réseaux mobiles" s'éteint lorsque le NOVO Go trouve une connexion.

8.4 Température de l'appareil

Si le NOVO Go devient trop chaud, tous les voyants se mettent à clignoter et la plupart des fonctions s'éteignent. Seules des alarmes peuvent être envoyées. Le fonctionnement correct est rétabli lorsque le NOVO Go atteint une température plus basse.



8.5 Démarrer le NOVO Go

- 1 Appuyez simultanément sur le bouton « Alarme » **D** et le bouton « Option » **E** et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes.
- 2 Le bouton « Alarme » s'allume avec une lumière verte pendant une période de 2 secondes.
- 3 L'icône "Etat Reseaux mobiles" clignote lentement pendant 5 secondes, cf. [8.3 État de la connexion aux réseaux mobiles](#)

8.6 Eteindre son NOVO Go

- 1 Appuyez simultanément sur le bouton « Alarme » **D** et le bouton « Option » **E** et maintenez-les enfoncés. Le NOVO Go émet un son.
- 2 Après 5 secondes, le bouton « Alarme » s'allume avec une lumière rouge puis s'éteint lentement.

**NOTE**

Si vous éteignez le NOVO Go, il ne recevra pas les signaux radio des appareils connectés, par exemple les détecteurs de fumée ou le NOVO Go DOCK.


9

Fonctions supplémentaires

9.1 Test d'activité (en option)

Si le NOVO Go n'a détecté aucun mouvement pendant une certaine période (généralement pendant 24 heures), il fonctionne comme suit :

- 1 Le bouton « Option » clignote en jaune pendant 60 secondes et le NOVO Go vous demande d'appuyer sur le bouton « Option ».




- 2 Appuyez sur le bouton « Option ». L'alarme est annulée.
- 3 Si vous n'appuyez pas sur le bouton « Option », le NOVO Go envoie une alarme.

9.2 Je suis OK (en option)

Avec une configuration dotée de la fonction « Je suis OK », vous devez appuyer sur le bouton « Option » une fois par jour pendant une période déterminée, afin d'empêcher l'envoi d'une alarme par le NOVO Go.

- 1 Pendant la période de temps spécifiée « Je suis OK » : Le bouton « Option » clignote en jaune une fois par seconde.
- 2 Pendant les 30 dernières minutes de la période « Je suis OK » : Le bouton « Option » clignote et le NOVO Go émet un bref signal sonore toutes les 5 minutes.
- 3 Pendant les 5 dernières minutes de la période « Je suis OK » : Le bouton « Option » clignote, le NOVO Go émet un bref signal sonore toutes les minutes et dit « Veuillez appuyer sur la touche Option ».



- 4 Appuyez sur le bouton « Option ». La fonction « Je suis OK » est réinitialisée.
- 5 Si vous n'appuyez pas sur le bouton « Option », le NOVO Go enverra une alarme.

9.3 Rappel (en option)

Dans cette configuration, le NOVO Go vous demande d'effectuer une tâche (par exemple, de prendre un médicament). Le NOVO Go fonctionne comme suit :

- 1 Une voix vous indique une tâche. Le bouton « Option » clignote en vert.



- 2 Rappel pour une tâche.
- 3 Appuyez sur le bouton « Option ». La voix s'arrête et le bouton « Option » s'éteint.

9.4 Trouver mon NOVO Go

Cette configuration n'est disponible qu'avec le NOVO Go DOCK, reportez-vous au Manuel d'utilisation du NOVO Go DOCK.

Informations sur la sécurité et la manipulation

- Lisez le manuel avant toute utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil s'il y a un risque de décès, appeler le 112, 15 ou 18 pour obtenir les soins médicaux applicables.
- Faites un test de fonctionnement avant l'utilisation et après les réglages.
- N'utilisez l'appareil que dans des températures comprises entre -20 et +50 °C. Évitez l'exposition à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas à proximité d'un feu.
- Ne vous connectez qu'avec des appareils, des chargeurs et des adaptateurs d'alimentation approuvés par Legrand Care.
- Mettez l'appareil hors tension s'il ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, reportez-vous à la section [8.6 Eteindre son NOVO Go](#).
- Soyez prudent avec l'appareil. Ne pas le frapper, le secouer, le tordre ou le laisser tomber.
- Assurez-vous que le câble USB et le câble d'alimentation secteur ne peuvent pas être piétinés, faire trébucher ou être soumis à d'autres dommages ou contraintes.
- Ne tenez pas l'appareil près de vos oreilles ou de votre appareil auditif. Le son peut être élevé et causer des dommages à vos oreilles.
- N'ouvrez pas l'appareil. Pour toute réparation, adressez-vous à votre distributeur Legrand Care.
- Ne placez pas NOVO Go et/ou le chargeur USB à proximité d'objets sensibles aux aimants, par exemple les cartes de crédit, les cartes bancaires et les dispositifs de mémoire.
- Cet appareil contient une connexion aux réseaux mobiles et doit être traité de la même manière qu'un téléphone mobile, par exemple dans un avion.
- Pour donner l'emplacement exact, le signal GPS doit être disponible. La précision de la localisation est limitée à l'intérieur.
- Si vous avez un stimulateur cardiaque ou un autre dispositif médical implanté, parlez-en à votre médecin avant d'utiliser NOVO Go.

10.1 Nettoyage

- Utilisez une solution faiblement savonneuse ou une désinfection de surface et un chiffon humide pour nettoyer l'appareil.
- N'utilisez pas de produits chimiques puissants, de graisse et d'autres matériaux agressifs.
- Après le nettoyage, effectuez un test de fonctionnement, reportez-vous à la section suivante [5 Envoi d'une alarme avec votre NOVO Go](#)

10.2 Mise au rebut

Ne mettez pas l'appareil et/ou les piles usagées dans les ordures ménagères. Si vous mettez l'appareil et/ou les piles dans les déchets ménagers, ils peuvent causer des dommages à l'environnement. Pour mettre au rebut et recycler l'appareil et/ou les piles, consultez les réglementations locales ou votre distributeur Legrand Care.



Données Techniques

Dimensions (L × l × H)	40 × 40 × 13 mm
Poids	33 g
Plage de température d'utilisation	Entre -20 et +50 °C
Batterie	Lithium Polymère, 370 mAh
Temps de charge de la batterie	Plus de 4.5 heures
Communication	2G/3G/4G, VoLTE, roaming SIM
Localisation	GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS
Précision GPS	~5 mètres en champ libre
Frequence _{RF} (EU/UK)	869.200-869.250 MHz(Alarme sociale) Catégorie 1
Puissance d'émission _{max} (EU/UK)	869.2 MHz - 10 mW (EIRP)
IP	IP54
Alimentation	Connecteur magnétique USB, 5 Vdc, 1A
Tension d'alimentation	5 V
Performance de la batterie	~24 heures en fonctionnement normal

Annexe 1. NOVO Go + Terminal de téléassistance fixe Legrand Care

Le NOVO Go peut être utilisé comme périphérique d'un terminal de téléassistance Legrand Care, lorsque l'utilisateur est à son domicile. Consultez votre distributeur Legrand Care.

Annexe 2. Connexion avec des dispositifs d'alarme

Le NOVO Go peut être connecté à d'autres dispositifs d'alarme, par exemple le SMILE, le DOOR et le PIR II, voir le Manuel technique du NOVO Go.

1 Envoyer une alarme avec un autre périphérique

Appuyez sur le bouton d'alarme du périphérique à appairer. Le NOVO Go envoie l'alarme à la centrale d'alarme, voir [5 Envoi d'une alarme avec votre NOVO Go](#).

2 Répondre à un appel vocal avec un dispositif d'alarme

Pour répondre à un appel vocal entrant, appuyez sur le bouton d'alarme du périphérique appairé.

Voir [6 Appel vocal entrant](#).



Tous droits réservés. Circle font est utilisée avec attribution à <https://www.photoshopsupply.com>

Numéro de document : NE41 21002-08 v2.0

Date de révision : 2023-12-08

Legrand AB

Varuvägen 2

246 42 Löddeköpinge

+46 46 707065

www.legrandcare.com

infosweden.legrandcare@legrand.com

NOVO Go⁺

NOVO Go DOCK

Manuel d'utilisation

NE41 21003-08 v2.0



[Top](#)



[Top - Français](#)

 **legrand**® | care

Déclaration de conformité UE: Par la présente, Legrand Care déclare que ce dispositif est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante: www.neat-group.com/downloads/declarations-of-conformity

Table des matières

1 A propos du NOVO Go DOCK	4
1.1 Contenu de la boîte	4
2 Votre NOVO Go DOCK	5
3 Démarrer avec votre NOVO Go DOCK	6
3.1 Démarrer le NOVO Go DOCK	7
3.2 Eteindre le NOVO Go DOCK	7
3.3 Appairer le NOVO Go DOCK avec le NOVO Go	8
4 Comment utiliser le NOVO Go DOCK	9
4.1 Recharger le NOVO Go par le NOVO Go DOCK	9
4.2 Le NOVO Go DOCK comme haut-parleur	10
4.3 Envoyer une alarme avec votre NOVO Go DOCK	10
4.4 Trouver mon NOVO Go	11
4.5 Batterie de secours	11
5 Informations sur la sécurité et la manipulation	13
5.1 Nettoyage	13
5.2 Mise au rebut	14
6 Données Techniques	15

1

A propos du NOVO Go DOCK


Le NOVO Go DOCK est un dispositif qui donne au NOVO Go plus de fonctionnalités :

- Chargement facile à utiliser.
- Haut-parleur avec un son fort et clair quand vous êtes chez vous.
- Batterie de secours qui recharge le NOVO Go (par exemple en cas de panne de courant).
- Fonction domicile/absence automatique pour maintenir la batterie de NOVO Go chargée pendant une période plus longue.
- Fonction « Trouver mon NOVO Go ».

Le NOVO Go DOCK ne dispose pas de sa propre connectivité et doit être utilisé avec un NOVO Go pour envoyer une alarme.

Ce manuel d'utilisation donne des informations sur la configuration de base du NOVO Go DOCK et sur la manière de l'utiliser avec le NOVO Go. Pour plus d'informations sur l'installation et les configurations, adressez-vous à votre distributeur Legrand Care.


1.1 Contenu de la boîte



- 1 NOVO Go DOCK
- 2 Micro-USB avec adaptateur secteur pour l'UE ou le Royaume-Uni

2

Votre NOVO Go DOCK



- A** Connecteurs pour la charge
- B** Voyant "alimentation"
- C** Bouton « Alarme »
- D** Bouton « Option »
- E** Haut-parleur
- F** Connexion Micro-USB (sur le fond, sous la trappe)
- G** Bouton On/Off (sur le fond, sous la trappe)

CHAPITRE(S) CONNEXE(S)

[3.1 Démarrer le NOVO Go DOCK](#)

[3.2 Eteindre le NOVO Go DOCK](#)

[3.3 Appairer le NOVO Go DOCK avec le NOVO Go](#)


[4.3 Envoyer une alarme avec votre NOVO Go DOCK](#)

[4.4 Trouver mon NOVO Go](#)


3

Démarrer avec votre NOVO Go DOCK

- 1 Retirez le NOVO Go DOCK de son emballage.
- 2 Examinez le contenu pour détecter les éléments manquants ou défectueux. Si un élément est manquant ou défectueux, adressez-vous à votre distributeur Legrand Care.
- 3 Posez le NOVO Go DOCK sur un support stable près d'une prise de courant.
- 4 Ouvrez la trappe située sous le NOVO Go DOCK.




- 5 Retirez la protection en plastique du connecteur Micro-USB .
- 6 Connectez le connecteur Micro-USB et fixez soigneusement le câble aux crochets, en vous référant à l'image ci-dessous.



- 7 Connectez l'adaptateur secteur à la prise de courant. Le NOVO Go DOCK se met en marche automatiquement.
- 8 Coupez le NOVO Go DOCK avec le NOVO Go, voir la section [3.3 Appairer le NOVO Go DOCK avec le NOVO Go](#).

- 9 Placer le NOVO Go sur le NOVO Go DOCK.
- 10 Effectuez un test pour vous assurer que le NOVO Go DOCK fonctionne correctement [4.3 Envoyer une alarme avec votre NOVO Go DOCK](#).
- 11 Retirez le NOVO Go du NOVO Go DOCK et recommencez l'étape 10.
- 12 Si NOVO Go n'envoie pas d'alarmes, parlez-en à votre distributeur Legrand Care.
- 13 Si le NOVO Go envoie des alarmes, vous êtes prêt à partir !

3.1 Démarrer le NOVO Go DOCK

- 1 Ouvrez la trappe située sur la partie inférieure du NOVO Go DOCK.
- 2 Appuyez sur le bouton On/Off  et maintenez-le enfoncé pendant plus de 3 secondes. Les boutons situés sur le dessus du NOVO Go DOCK clignotent, puis s'éteignent.
- 3 Après environ 3 secondes, le bouton « Alarme » s'allume et reste rouge.



NOTE

Selon la configuration.


- 4 Fermez la trappe.

CHAPITRE(S) CONNEXE(S)

[2 Votre NOVO Go DOCK](#)

[3 Démarrer avec votre NOVO Go DOCK](#)

3.2 Eteindre le NOVO Go DOCK

- 1 Ouvrez la trappe située sur la partie inférieure du NOVO Go DOCK.
- 2 Appuyez sur le bouton On/Off  et maintenez-le enfoncé.
- 3 Après 3 secondes, le NOVO Go DOCK émet un son et le bouton d'alarme s'éteint.
- 4 Fermez la trappe.


CHAPITRE(S) CONNEXE(S)

[2 Votre NOVO Go DOCK](#)


3.3 Appairer le NOVO Go DOCK avec le NOVO Go

Réaliser cet appairage manuellement entre le NOVO Go DOCK et NOVO Go comme suit :

- 1 Assurez-vous que les trous sur le côté ❶ sont orientés vers le haut.
- 2 Placez le NOVO Go sur le NOVO Go DOCK.



- 3 Le NOVO Go émet un son et l'icône de la batterie clignote en vert.



- 4 Sur le NOVO Go DOCK, appuyez simultanément sur le bouton Alarme ❷ et le bouton « Option » ❸ pendant plus de 3 secondes.
- 5 Le NOVO Go DOCK émet un son pour indiquer qu'il est appairé avec le NOVO Go.

CHAPITRE(S) CONNEXE(S)

[2 Votre NOVO Go DOCK](#)

[3 Démarrer avec votre NOVO Go DOCK](#)


[4.2 Le NOVO Go DOCK comme haut-parleur](#)

4

Comment utiliser le NOVO Go DOCK

4.1 Recharger le NOVO Go par le NOVO Go DOCK

- 1 Assurez-vous que les trous sur le côté ❶ sont orientés vers le haut.
- 2 Placez le NOVO Go sur le NOVO Go DOCK.



- 3 Le NOVO Go émet un son bref et l'icône de la batterie clignote en vert.



- 4 Lorsque le NOVO Go est complètement chargé, l'icône de la batterie reste allumée pendant 1 minute, puis s'éteint.



4.2 Le NOVO Go DOCK comme haut-parleur

Placez le NOVO Go sur le NOVO Go DOCK pour faire fonctionner le NOVO Go DOCK comme un haut-parleur.


4.3 Envoyer une alarme avec votre NOVO Go DOCK



NOTE

Avant d'utiliser cette fonction pour la première fois, assurez-vous que NOVO Go DOCK et NOVO Go sont appairés, voir [3.3 Appairer le NOVO Go DOCK avec le NOVO Go](#).

Utilisez le NOVO Go DOCK pour envoyer une alarme comme suit :

- 1 Assurez-vous que le NOVO Go DOCK et le NOVO Go se trouvent au même endroit. Il n'est pas nécessaire de mettre votre NOVO Go sur le NOVO Go DOCK pour utiliser cette fonction.
- 2 Appuyez sur le bouton « Alarme » de votre NOVO Go DOCK  . Le NOVO Go DOCK indique au NOVO Go d'envoyer l'alarme.
- 3 Le NOVO Go envoie l'alarme. Reportez-vous à la configuration de votre NOVO Go.

CHAPITRE(S) CONNEXE(S)


[2 Votre NOVO Go DOCK](#)


[3 Démarrer avec votre NOVO Go DOCK](#)

[5 Informations sur la sécurité et la manipulation](#)

4.4 Trouver mon NOVO Go

Si votre NOVO Go disparu, retrouvez-le comme suit :

- 1 Appuyez sur le bouton « Option »  et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Le bouton « Option » clignote en jaune.
- 2 Le NOVO Go manquant émet un son clair à intervalles réguliers. Le bouton « Alarme » et le bouton « Option » clignotent en vert pendant une période de 60 secondes.



- 3 Si vous trouvez le NOVO Go manquant, appuyez sur le bouton « Option » de votre NOVO Go. Le son s'arrête et le bouton « Option » et le bouton « Alarme » s'éteignent.
- 4 Le bouton « Option » du NOVO Go DOCK s'éteint automatiquement après 60 secondes.

CHAPITRE(S) CONNEXE(S)

2 Votre NOVO Go DOCK

4.5 Batterie de secours

Si nécessaire (par exemple en cas de panne de courant ou si l'adaptateur secteur est débranché), le NOVO Go DOCK fonctionne comme suit :

- Continue à charger le NOVO Go pendant environ 72 heures.
- Désactive l'éclairage du bouton d'alarme du NOVO Go DOCK pour économiser de l'énergie.

Le voyant d'alimentation indique l'état de la batterie de secours comme suit :



Alimentation branchée. Le voyant d'alimentation est éteint. La batterie de secours fonctionne correctement.



Pas d'alimentation. Le voyant d'alimentation clignote lentement en vert. La batterie de secours fonctionne correctement. Assurez-vous que l'adaptateur secteur est connecté à la prise murale.



Pas d'alimentation. Le voyant d'alimentation clignote lentement en rouge. L'alimentation de la batterie de secours est faible. Assurez-vous que le bloc d'alimentation est connecté à la prise murale.



Alimentation branchée. Le voyant d'alimentation s'allume en rouge. Il y a un dysfonctionnement de la batterie de secours. Maintenez le bloc d'alimentation connecté à la prise de courant et parlez-en à votre distributeur Legrand Care.

5

Informations sur la sécurité et la manipulation

- Lisez le manuel avant toute utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil s'il y a un risque de décès, appeler le 112, 15 ou 18 pour obtenir les soins médicaux applicables.
- Faites un test de fonctionnement avant l'utilisation et après les réglages.
- N'utilisez l'appareil que dans des températures comprises entre 0 et +40 °C. Évitez l'exposition à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas à proximité d'un feu.
- Ne vous connectez qu'avec des appareils, des chargeurs et des adaptateurs d'alimentation approuvés par Legrand Care.
- Tenez à l'écart de la poussière, de l'humidité et de la saleté.
- Soyez prudent avec l'appareil. Ne pas le frapper, le secouer, le tordre ou le laisser tomber.
- Assurez-vous que le câble USB et le câble d'alimentation secteur ne peuvent pas être piétinés, faire trébucher ou être soumis à d'autres dommages ou contraintes.
- Ne tenez pas l'appareil près de vos oreilles ou de votre appareil auditif. Le son peut être élevé et causer des dommages à vos oreilles.
- Pour toute réparation, adressez-vous à votre distributeur Legrand Care.

5.1 Nettoyage

- Utilisez une solution faiblement savonneuse ou une désinfection de surface et un chiffon humide pour nettoyer l'appareil.
- N'utilisez pas de produits chimiques puissants, de graisse et d'autres matériaux agressifs.

5.2 Mise au rebut

Ne mettez pas l'appareil et/ou les piles usagées dans les ordures ménagères. Si vous mettez l'appareil et/ou les piles dans les déchets ménagers, ils peuvent causer des dommages à l'environnement. Pour mettre au rebut et recycler l'appareil et/ou les piles, consultez les réglementations locales ou votre distributeur Legrand Care.



6

Données Techniques

Dimensions (L × l × H)	100 × 100 × 105 mm
Poids	440 g
Plage de température d'utilisation	Entre 0 et +40 °C
Batterie	NiMH, 2000mAh
Frequence _{RF} (EU/UK)	869.2 MHz(Alarme Sociale, Catégorie 1)
Puissance d'emission _{max} (EU/UK)	10 mW (EIRP)
Alimentation	5 Vdc, 1.0-1.5 A
Tension d'alimentation	5 V



Tous droits réservés. Circle font est utilisée avec attribution à <https://www.photoshopsupply.com>

Numéro de document : NE41 21003-08 v2.0

Date de révision : 2023-12-08

Legrand AB

Varuvägen 2

246 42 Löddeköpinge

+46 46 707065

www.legrandcare.com

infosweden.legrandcare@legrand.com